

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

[illegible][illegible]

```
index >>>>> 49
```

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΒΙΟΓΟΝΙΑ

Αρριανού & Ισιώδου


Τρίκαλα, τκ 421 00

Tnλ. 24310 75656

Fax 24310 20574

email. info@viogonia.gr

www.viogonia.gr



Class I

**SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ
ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ**
430

ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6
ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Κάλτσες κάτω γόνατος K1 με μικροίνες, διαβαθμισμένης θεραπευτικής συμπίεσης, με λεπτή πλέξη ικανή να καλύψει τις ατέλειες του δέρματος, δάκτυλα έξω. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού για την θεραπεία έντονης φλεβικής ανεπάρκειας καθώς επίσης και σε χρόνιες περιπτώσεις κιρσών και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K1
UNISEX
mm Hg 18-21


ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
cD Περίμετρος (cm)	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB Περίμετρος (cm)	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
A Ύψος (cm)	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46

**SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ
ΜΕΣΑ ΔΑΚΤΥΛΑ**
434

ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6
ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Κάλτσες κάτω γόνατος K1 με μικροίνες, διαβαθμισμένης θεραπευτικής συμπίεσης, με λεπτή πλέξη ικανή να καλύψει τις ατέλειες του δέρματος, δάκτυλα μέσα. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού για την θεραπεία έντονης φλεβικής ανεπάρκειας καθώς επίσης και σε χρόνιες περιπτώσεις κιρσών και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K1
UNISEX
mm Hg 18-21


ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
cD Περίμετρος (cm)	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB Περίμετρος (cm)	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
A Ύψος (cm)	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46

SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

480



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5

ΧΡΩΜΑΤΑ: μπεζ

Κάλτσες κάτω γόνατος K1, διαβαθμισμένη θεραπευτική συμπίεση, δάκτυλα εκτός. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Συνιστώνται σε χρόνιες περιπτώσεις κιρσών και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K1

UNISEX

mm Hg 18-21



ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
N° παπουτσιού	36-37	38-40	41-43	44-46
cD Περίμετρος (cm)	30-33	33-36	36-39	39-42
cB Περίμετρος (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
A Ύψος (cm)	37-39	39-41	41-43	43-45

Κάλτσες και καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης

Γενικές οδηγίες καθημερινής χρήσης



Η Scudotex - Scudovariss σας προτείνει την κομψή σειρά υψηλής ποιότητας ελαστικών καλτσών και καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης. Η πίεση που ασκούν οι κάλτσες και τα καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης μετριέται σε χιλιοστά της στήλης υδραργύρου (mmHg). Η χαμηλότερη συμπίεση αφορά την πρόληψη και η υψηλότερη (Class I & Class II) την θεραπεία των φλεβικών παθήσεων. Οι κάλτσες της ιατρικής σειράς εφαρμόζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ
ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ
431

ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6
ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Κάλτσες ριζομηρίου K1 με μικροΐνες και ειδική αντιολισθητική σιλικόνη, διαβαθμισμένης θεραπευτικής συμπίεσης, με λεπτή πλέξη, δάκτυλα έξω. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού για την θεραπεία έντονης φλεβικής ανεπάρκειας καθώς επίσης και σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K1
UNISEX
mm Hg 18-21


ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
cG Περίμετρος (cm)	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD Περίμετρος (cm)	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB Περίμετρος (cm)	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
A Ύψος (cm)	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ
ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΜΕΣΑ ΔΑΚΤΥΛΑ
435

ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6
ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Κάλτσες ριζομηρίου K1 με μικροΐνες και ειδική αντιολισθητική σιλικόνη, διαβαθμισμένης θεραπευτικής συμπίεσης, με λεπτή πλέξη, δάκτυλα μέσα. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού για την θεραπεία έντονης φλεβικής ανεπάρκειας καθώς επίσης και σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K1
UNISEX
mm Hg 18-21


ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
cG Περίμετρος (cm)	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD Περίμετρος (cm)	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB Περίμετρος (cm)	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
A Ύψος (cm)	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5

ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Κάλτσες ριζομηρίου K1 με σιλικόνη, διαβαθμισμένη θεραπευτική συμπίεση, δάκτυλα εκτός. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης συνιστώνται σε χρόνιες περιπτώσεις κιρσών και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K1

UNISEX

mm Hg 18-21



ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
N° παπουτσιού	35-38	38-41	41-44	44-46
cG Περίμετρος (cm)	48-54	54-60	60-66	66-72
cD Περίμετρος (cm)	30-33	33-36	36-39	39-42
cB Περίμετρος (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
A Ύψος (cm)	60-66	66-72	72-78	78-85

SCUDOTEX ΚΑΛΣΟΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ
ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ
432

ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6
ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Καλσόν K1 με μικροίνες, διαβαθμισμένης θεραπευτικής συμπίεσης, με λεπτή πλέξη, δάκτυλα έξω. Χρησιμοποιείται έπειτα από σύσταση γιατρού για την θεραπεία έντονης φλεβικής ανεπάρκειας καθώς επίσης και σε χρόνιες περιπτώσεις κιρσών και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K1
UNISEX
mm Hg 18-21


ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
cG Περίμετρος (cm)	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD Περίμετρος (cm)	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB Περίμετρος (cm)	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
AB Ύψος (cm)	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82

SCUDOTEX ΚΑΛΣΟΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ
ΜΕΣΑ ΔΑΚΤΥΛΑ
436

ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6
ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Καλσόν K1 με μικροίνες, διαβαθμισμένης θεραπευτικής συμπίεσης, με λεπτή πλέξη, δάκτυλα μέσα. Χρησιμοποιείται έπειτα από σύσταση γιατρού για την θεραπεία έντονης φλεβικής ανεπάρκειας καθώς επίσης και σε χρόνιες περιπτώσεις κιρσών και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K1
UNISEX
mm Hg 18-21


ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
cG Περίμετρος (cm)	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD Περίμετρος (cm)	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB Περίμετρος (cm)	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
AB Ύψος (cm)	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82

ΜΕΓΕΘΗ: **2,3,4,5**ΧΡΩΜΑΤΑ: **μπεζ**

Καλσόν K1, διαβαθμισμένη θεραπευτική συμπίεση, δάκτυλα εκτός. Χρησιμοποιείται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης συνιστάται σε χρόνιες περιπτώσεις κιρσών και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K1
UNISEX**mm Hg 18-21**


ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
N° παπουτσιού	35-38	38-41	41-44	44-46
cG Περιμέτρος (cm)	48-54	54-60	60-66	66-72
cD Περιμέτρος (cm)	30-33	33-36	36-39	39-42
cB Περιμέτρος (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
lg Υψος (cm)	60-66	66-72	72-78	78-85

— Γενικές οδηγίες καθημερινής χρήσης.

Φορέστε τις ελαστικές κάλτσες-καλσόν το πρωί σε ξεκούραστα πόδια. Αφαιρούνται κατά τη διάρκεια του βραδινού ή μεσημεριανού ύπνου. Η εφαρμογή γίνεται ομοιόμορφα. Προσοχή σε νύχια, δαχτυλίδια κλπ. Πλένονται στο χέρι σε χλιαρό νερό στους 30°C περίπου. Φυσικό στέγνωμα χωρίς στύψιμο. Χρησιμοποιούνται απαλά απορροπαντικά ή παιδικό σαπούνι.

Πώς να τις φορέσετε

1. Μαζεύουμε την κάλτσα-καλσόν μέχρι τον αστράγαλο
2. Τεντώνουμε στο σημείο του αστραγάλου και περνάμε το πόδι
3. Ανεβάζουμε την κάλτσα-καλσόν μέχρι επάνω

**lg** > ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ**cG** > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΡΟΥ**cD** > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ**cB** > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ
ΣΤΟ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟ ΣΗΜΕΙΟ

SCUDONARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ ΑΜΦΙΔΕΞΙΟ

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

408



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5

ΧΡΩΜΑΤΑ: **μπεζ**

Μονοκαλσόν K1, διαβαθμισμένη θεραπευτική συμπίεση, δάκτυλα εκτός. Χρησιμοποιείται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης συνιστάται σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K1

UNISEX

mm Hg 18-21



ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
N° παπουτσιού	35-38	38-41	41-44	44-46
cG Περίμετρος (cm)	48-54	54-60	60-66	66-72
cD Περίμετρος (cm)	30-33	33-36	36-39	39-42
cB Περίμετρος (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
UG Ύψος (cm)	60-66	66-72	72-78	78-85

Καλσοφορέτες



Class II

**SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ
ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ**
440

ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6
ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες, μαύρο

Κάλτσες κάτω γόνατος K2 με μικροΐνες, διαβαθμισμένη θεραπευτική συμπίεση, με λεπτή πλέξη, δάκτυλα εκτός. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης συνιστώνται σε χρόνιες περιπτώσεις κιρσών και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K2
UNISEX

mm Hg 23-32


ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
cD Περιμέτρος (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB Περιμέτρος (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
A Ύψος (cm)	34-36	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46

**SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ
ΜΕΣΑ ΔΑΚΤΥΛΑ**
443

ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6
ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες, μαύρο

Κάλτσες κάτω γόνατος K2 με μικροΐνες, διαβαθμισμένη θεραπευτική συμπίεση, με λεπτή πλέξη, δάκτυλα εντός. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης συνιστώνται σε χρόνιες περιπτώσεις κιρσών και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K2
UNISEX

mm Hg 23-32


ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
cD Περιμέτρος (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB Περιμέτρος (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
A Ύψος (cm)	34-36	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46

SCUDONARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ
453

ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5
ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Κάλτσες κάτω γόνατος K2, διαβαθμισμένης θεραπευτικής συμπίεσης, με ενισχυμένη φτέρνα και ανοικτά δάχτυλα. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού για τη θεραπεία σημαντικών φλεβολογικών παθολογιών με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, με ανάπτυξη κίρσων, σχηματισμό φλεβίτιδας, οιδήματος και έλκη των κίρσων.

K2
UNISEX
mm Hg 23-32


ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
N° παπουτσιού	36-37	38-40	41-43	44-46
cD Περίμετρος (cm)	30-33	33-36	36-39	39-42
cB Περίμετρος (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
A Ύψος (cm)	37-39	39-41	41-43	43-45

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ
ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ
441

ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6
ΧΡΩΜΑΤΑ: μπεζ, μαύρο

Κάλτσες ριζομηρίου K2 με σιλικόνη και μικροΐνες, διαβαθμισμένη θεραπευτική συμπίεση με λεπτή πλέξη, δάκτυλα εκτός. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης συνιστώνται σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K2
UNISEX
mm Hg 23-32


ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
cD Περιμέτρος (cm)	46-49	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD Περιμέτρος (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB Περιμέτρος (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΔB Ύψος (cm)	64-67	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ
ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΜΕΣΑ ΔΑΚΤΥΛΑ
444

ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6
ΧΡΩΜΑΤΑ: μπεζ, μαύρο

Κάλτσες ριζομηρίου K2 με σιλικόνη και μικροΐνες, διαβαθμισμένη θεραπευτική συμπίεση με λεπτή πλέξη, δάκτυλα εντός. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης συνιστώνται σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K2
UNISEX
mm Hg 23-32


ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
cD Περιμέτρος (cm)	46-49	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD Περιμέτρος (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB Περιμέτρος (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΔB Ύψος (cm)	64-67	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82

SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

455



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5

ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Κάλτσες ριζομηρίου K2, με ειδική αντιολισθητική σιλικόνη, διαβαθμισμένης θεραπευτικής συμπίεσης, με ενισχυμένη φτέρνα και ανοιχτά δάχτυλα. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού για τη θεραπεία σημαντικών φλεβολογικών παθολογιών με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, με ανάπτυξη κιρσών, σχηματισμό φλεβίτιδας, οιδήματος και έλκη των κιρσών.

K2

UNISEX

mm Hg 23-32



ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
N° παπουτσιού	35-38	38-41	41-44	44-46
cB Περίμετρος (cm)	48-54	54-60	60-66	66-72
cD Περίμετρος (cm)	30-33	33-36	36-39	39-42
cG Περίμετρος (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
A Ύψος (cm)	60-66	66-72	72-78	78-85



Καλσοφορέτες

SCUDOTEX ΚΑΛΣΟΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ
ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ
442

ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6
ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες, μαύρο

Καλσόν K2 με μικροΐνες, διαβαθμισμένη θεραπευτική συμπίεση, με λεπτή πλέξη, δάκτυλα εκτός. Χρησιμοποιείται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Συνιστάται σε χρόνιες περιπτώσεις κιρσών και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K2
UNISEX
mm Hg 23-32


ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
cD Περίμετρος (cm)	46-49	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD Περίμετρος (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB Περίμετρος (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
Δ Ύψος (cm)	64-67	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82

SCUDOTEX ΚΑΛΣΟΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ
ΜΕΣΑ ΔΑΚΤΥΛΑ
445

ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6
ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες, μαύρο

Καλσόν K2 με μικροΐνες, διαβαθμισμένη θεραπευτική συμπίεση, με λεπτή πλέξη, δάκτυλα εντός. Χρησιμοποιείται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Συνιστάται σε χρόνιες περιπτώσεις κιρσών και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K2
UNISEX
mm Hg 23-32


ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
cD Περίμετρος (cm)	46-49	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD Περίμετρος (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB Περίμετρος (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
Δ Ύψος (cm)	64-67	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82

SCUDOVARIS ΚΑΛΣΟΝ
ΕΞΗ ΔΑΚΤΥΛΑ
459

ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5
ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Καλσόν K2, διαβαθμισμένης θεραπευτικής συμπίεσης, με ενισχυμένη φτέρνα και ανοιχτά δάκτυλα. Χρησιμοποιείται έπειτα από σύσταση γιατρού για τη θεραπεία σημαντικών φλεβολογικών παθολογιών με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, με ανάπτυξη κιρσών, σχηματισμό φλεβίτιδας, οιδήματος και έλκη των κιρσών.

K2
UNISEX
mm Hg 23-32


ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
N° ποπουτσιού	35-38	38-41	41-44	44-46
cB Περίμετρος (cm)	48-54	54-60	60-66	66-72
cD Περίμετρος (cm)	30-33	33-36	36-39	39-42
cB Περίμετρος (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
lB Ύψος (cm)	60-66	66-72	72-78	78-85

Καλτοφορέτες


SCUDONARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ ΑΜΦΙΔΕΞΙΟ

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

409



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5

ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Μονοκαλσόν K2, διαβαθμισμένης θεραπευτικής συμπίεσης, με ενισχυμένη φτέρνα και ανοιχτά δάκτυλα. Χρησιμοποιείται έπειτα από σύσταση γιατρού για τη θεραπεία σημαντικών φλεβολογικών παθολογιών με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, με ανάπτυξη κιρσών, σχηματισμό φλεβίτιδας, οίδημα και έλκη των κιρσών.

K2

UNISEX

mm Hg 23-32



ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
N° παπουτσιού	35-38	38-41	41-44	44-46
cG Περίμετρος (cm)	48-54	54-60	60-66	66-72
cD Περίμετρος (cm)	30-33	33-36	36-39	39-42
cB Περίμετρος (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
A Ύψος (cm)	60-66	66-72	72-78	78-85

Καλτοφορέτες



SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ**ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ - ΕΩΣ h: 1,75m****484****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4****ΧΡΩΜΑΤΑ: μπλε**

Κάλτσες κάτω γόνατος K3, διαβαθμισμένη θεραπευτική ισχυρή συμπίεση, δάκτυλα εκτός. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης συνιστώνται σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K3**UNISEX****mm Hg 34-46**

ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L-XL)
N° παπουτσιού	35-38	38-42	42-46
cD Περίμετρος (cm)	28-33	33-38	38-43
cB Περίμετρος (cm)	18-23	23-28	28-33
A Ύψος (cm)	36-42	36-42	36-42

SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ**ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ - ΑΝΩ h: 1,75m****485****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4****ΧΡΩΜΑΤΑ: μπλε**

Κάλτσες κάτω γόνατος K3, διαβαθμισμένη θεραπευτική ισχυρή συμπίεση, δάκτυλα εκτός. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης συνιστώνται σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K3**UNISEX****mm Hg 34-46**

ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L-XL)
N° παπουτσιού	35-38	38-42	42-46
cD Περίμετρος (cm)	28-33	33-38	38-43
cB Περίμετρος (cm)	18-23	23-28	28-33
A Ύψος (cm)	42-48	42-48	42-48

SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΠΙΣΟΜΗΡΙΟΥ**ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ - ΕΩΣ h: 1,75m****494****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4****ΧΡΩΜΑΤΑ: μπεζ**

Κάλτσες ριζομηρίου K3, διαβαθμισμένη θεραπευτική ισχυρή συμπίεση, δάκτυλα εκτός. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης συνιστώνται σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K3

UNISEX

mm Hg 34-46

ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L-XL)
N° παπουτσιού	35-38	38-42	42-46
cG Περίμετρος (cm)	50-56	56-63	63-70
cD Περίμετρος (cm)	28-33	33-38	38-43
cB Περίμετρος (cm)	18-23	23-28	28-33
IG Ύψος (cm)	64-74	64-74	64-74

SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΠΙΣΟΜΗΡΙΟΥ**ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ - ΑΝΩ h: 1,75m****495****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4****ΧΡΩΜΑΤΑ: μπεζ**

Κάλτσες ριζομηρίου K3, διαβαθμισμένη θεραπευτική ισχυρή συμπίεση, δάκτυλα εκτός. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης συνιστώνται σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K3

UNISEX

mm Hg 34-46

ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L-XL)
N° παπουτσιού	35-38	38-42	42-46
cG Περίμετρος (cm)	50-56	56-63	63-70
cD Περίμετρος (cm)	28-33	33-38	38-43
cB Περίμετρος (cm)	18-23	23-28	28-33
IG Ύψος (cm)	74-84	74-84	74-84

SCUDOVARIS ΚΑΛΣΟΝ**ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ - ΕΩΣ h: 1,75m****464****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4****ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες**

Καλσόν K3, διαβαθμισμένη θεραπευτική ισχυρή συμπίεση, δάκτυλα εκτός. Χρησιμοποιείται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης συνιστάται σε χρόνιες περιπτώσεις κιρσών και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K3**UNISEX****mm Hg 34-46**

ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L-XL)
N° παπουτσιού	35-38	38-42	42-46
cG Περίμετρος (cm)	50-56	56-63	63-70
cD Περίμετρος (cm)	28-33	33-38	38-43
cB Περίμετρος (cm)	18-23	23-28	28-33
UG Ύψος (cm)	64-74	64-74	64-74

Καλτοφορέτες



SCUDOVARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ ΑΜΦΙΔΕΞΙΟ**ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ - ΕΩΣ h: 1,75m****410****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4****ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες**

Μονοκαλσόν K3, διαβαθμισμένη θεραπευτική ισχυρή συμπίεση, δάκτυλα εκτός.
Χρησιμοποιείται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης συνιστάται σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K3
UNISEX**mm Hg 34-46**


ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L-XL)
N° παπουτσιού	35-38	38-42	42-46
cG Περιμέτρος (cm)	50-56	56-63	63-70
cD Περιμέτρος (cm)	28-33	33-38	38-43
cB Περιμέτρος (cm)	18-23	23-28	28-33
h Υψος (cm)	64-74	64-74	64-74

SCUDOVARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ ΑΜΦΙΔΕΞΙΟ**ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ - ΑΝΩ h: 1,75m****411****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4****ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες**

Μονοκαλσόν K3, διαβαθμισμένη θεραπευτική ισχυρή συμπίεση, δάκτυλα εκτός.
Χρησιμοποιείται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης συνιστάται σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K3
UNISEX**mm Hg 34-46**

ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L-XL)
N° παπουτσιού	35-38	38-42	42-46
cG Περιμέτρος (cm)	50-56	56-63	63-70
cD Περιμέτρος (cm)	28-33	33-38	38-43
cB Περιμέτρος (cm)	18-23	23-28	28-33
h Υψος (cm)	74-84	74-84	74-84



ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Αντιθρομβωτικές

18-24 mm Hg

SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ**ΕΩΣ h: 1,75m****413****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5**

Αντιθρομβωτικές κάλτσες κάτω γόνατος, διαβαθμισμένης συμπίεσης, προτείνονται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπουν τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλες για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχουν latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

UNISEX / ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ**mm Hg 18-24**

ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cD Περίμετρος (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB Περίμετρος (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
Δ Ύψος (cm)	36-42	36-42	36-42	36-42

SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ**ΑΝΩ h: 1,75m****414****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5**

Αντιθρομβωτικές κάλτσες κάτω γόνατος, διαβαθμισμένης συμπίεσης, προτείνονται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπουν τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλες για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχουν latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

UNISEX / ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ**mm Hg 18-24**

ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cD Περίμετρος (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB Περίμετρος (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
Δ Ύψος (cm)	42-48	42-48	42-48	42-48

SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ**ΕΝΣ h: 1,60m - ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ****425****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5**

Αντιθρομβωτικές κάλτσες ριζομηρίου με σιλκόνη, διαβαθμισμένης συμπίεσης, προτείνονται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπουν τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλες για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχουν latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

UNISEX / ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ**mm Hg 18-24**

ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cG Περίμετρος (cm)	44-50	50-56	56-62	62-68
cD Περίμετρος (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB Περίμετρος (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
G Ύψος (cm)	54-64	54-64	54-64	54-64

SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ**ΕΝΣ h: 1,75m - ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ****426****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5**

Αντιθρομβωτικές κάλτσες ριζομηρίου με σιλκόνη, διαβαθμισμένης συμπίεσης, προτείνονται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπουν τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλες για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχουν latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

UNISEX / ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ**mm Hg 18-24**

ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cG Περίμετρος (cm)	44-50	50-56	56-62	62-68
cD Περίμετρος (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB Περίμετρος (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
G Ύψος (cm)	64-74	64-74	64-74	64-74

SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ**ΑΝΩ h: 1,75m - ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ****427****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5**

Αντιθρομβωτικές κάλτσες ριζομηρίου με σιλικόνη, διαβαθμισμένης συμπίεσης, προτείνονται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπουν τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλες για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχουν latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

UNISEX / ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ**mm Hg 18-24**

ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cG Περίμετρος (cm)	44-50	50-56	56-62	62-68
cD Περίμετρος (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB Περίμετρος (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
UG Ύψος (cm)	74-84	74-84	74-84	74-84

SCUDOVARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ**ΕΩΣ h: 1,75m - ΔΕΞΙ ΠΟΔΙ****415****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5**

Αντιθρομβωτικό μονοκαλσόν, διαβαθμισμένης συμπίεσης. Προτείνεται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπει τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλο για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχει latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

UNISEX / ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ**mm Hg 18-24**

ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cG Περίμετρος (cm)	44-50	50-56	56-62	62-68
cD Περίμετρος (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB Περίμετρος (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
UG Ύψος (cm)	64-74	64-74	64-74	64-74

SCUDOVARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ**ΑΝΩ h: 1,75m - ΔΕΞΙ ΠΟΔΙ****416****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5**

Αντιθρομβωτικό μονοκαλσόν, διαβαθμισμένης συμπίεσης. Προτείνεται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπει τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλο για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχει latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

UNISEX / ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ**mm Hg 18-24**

ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cG Περίμετρος (cm)	44-50	50-56	56-62	62-68
cD Περίμετρος (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB Περίμετρος (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
UG Ύψος (cm)	74-84	74-84	74-84	74-84

SCUDOVARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ**ΕΩΣ h: 1,75m - ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΟΔΙ****417****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5**

Αντιθρομβωτικό μονοκαλσόν, διαβαθμισμένης συμπίεσης. Προτείνεται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπει τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλο για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχει latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

UNISEX / ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ**mm Hg 18-24**

ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cG Περίμετρος (cm)	44-50	50-56	56-62	62-68
cD Περίμετρος (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB Περίμετρος (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
UG Ύψος (cm)	64-74	64-74	64-74	64-74

SCUDOVARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ**ΑΝΩ h: 1,75m - ΑΣΡΙΣΤΕΡΟ ΠΟΔΙ****418****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5**

Αντιθρομβωτικό μονοκαλσόν, διαβαθμισμένης συμπίεσης. Προτείνεται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπει τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλο για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχει latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

UNISEX / ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ**mm Hg 18-24**

ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cG Περίμετρος (cm)	44-50	50-56	56-62	62-68
cD Περίμετρος (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB Περίμετρος (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
lG Ύψος (cm)	74-84	74-84	74-84	74-84




ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4

Γάντι ελαστικής συμπίεσης για τα άνω άκρα. Η χρήση του γαντιού λεμφοιδήματος ενδείκνυται σε περιπτώσεις μαστεκτομής, επίσης είναι κατάλληλο σε περιπτώσεις φλεβικής ανεπάρκειας, ελαφριάς μορφής λεμφοιδήματος, μετατραυματικού ή μετεγχειρητικού οιδήματος, πολυαρθρίτιδας και για την αντιμετώπιση εγκαυμάτων και ουλών. Η χρήση του γαντιού αντενδείκνυται σε περιπτώσεις αλλεργικών αντιδράσεων, ερεθισμού της επιδερμίδας και επίμονης παρουσίας λεμφοιδήματος.


K2

UNISEX

mm Hg 25-30



ΜΟΝΤΕΛΟ/ΜΕΓΕΘΗ		2 (M)	3 (L)	4 (XL)
S448 Medium	cA :40-45cm	13-16	16-19	>19
S449 Large	cA >45cm	13-16	16-19	>19



προληπτική-
θεραπευτική
σειρά

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

478



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες κάτω γόνατος 70 DEN extra, με δικτυωτή πλέξη, μεσαίας συμπίεσης. Προτείνονται στην πρόληψη αλλά και θεραπεία ήπιας φλεβικής ανεπάρκειας και στην εμφάνιση οιδήματος και συμπτωμάτων κίρσων.

**70
DEN**
mm Hg 15-18



ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	35-36	36-37	37-38½	38½-40	40-41	41-42
cD Περίμετρος (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-41
cB Περίμετρος (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29
A Ύψος (cm)	33-35	35-36	36-37	37-38	38-40	40-42

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

596



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5

Κάλτσα κάτω γόνατος 70 DEN, σε δικτυωτή πλέξη με μικροϊνες και πολυτελή εμφάνιση. Είναι ζεστή, απαλή και ανθεκτική, προστατεύει επιπλέον γάμπες και πόδια από το κρύο. Μέτριας διαβαθμισμένης συμπίεσης. Ενδείκνυται στην πρόληψη και θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας, οιδημάτων και κίρσων.

**70
DEN**
mm Hg 15-18



ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
N° παπουτσιού	35-36	36-37	37-38½	38½-40	40-41
cD Περίμετρος (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39
cB Περίμετρος (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27
A Ύψος (cm)	33-35	35-36	36-37	37-38	38-40

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

498



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες κάτω γόνατος 140 DEN extra, με δικτυωτή πλέξη, μεσαίας-ισχυρής συμπίεσης. Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις φλεβικής ανεπάρκειας και χρόνιων καταστάσεων με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης οιδήματος και κιρσών.

**140
DEN**
mm Hg 19-22



ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	35-36	36-37	37-38½	38½-40	40-41	41-42
cD Περίμετρος (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-41
cB Περίμετρος (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29
A Ύψος (cm)	33-35	35-36	36-37	37-38	38-40	40-42

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

599



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5

Κάλτσα κάτω γόνατος 140 DEN, σε δικτυωτή πλέξη με μικροϊνές και πολυτελή εμφάνιση. Είναι ζεστή, απαλή και ανθεκτική, προστατεύει επιπλέον γάμπες και πόδια από το κρύο. Μέσαίς-ισχυρής διαβαθμισμένης συμπίεσης. Ενδείκνυται στην φλεβική ανεπάρκεια με τάση εμφάνισης οιδημάτων και κιρσών.

**140
DEN**
mm Hg 19-22



ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
N° παπουτσιού	35-36	36-37	37-38½	38½-40	40-41
cD Περίμετρος (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39
cB Περίμετρος (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27
A Ύψος (cm)	33-35	35-36	36-37	37-38	38-40

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

598



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες κάτω γόνατος 140 DEN Open, δάκτυλα εκτός, με δικτυωτή πλέξη μεσαίας-ισχυρής συμπίεσης. Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις φλεβικής ανεπάρκειας και χρόνιων καταστάσεων με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης οιδημάτων και κισρών. Κατάλληλες για προβλήματα στα δάκτυλα και στα νύχια των ποδιών.

**140
DEN**
mm Hg 19-22



ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	35-36	36-37	37-39	39-41	41-43	43-45
cd Περίμετρος (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cb Περίμετρος (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-30
la Ύψος (cm)	34-36	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

837



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες κάτω γόνατος 180 DEN Super Cell Extra, με δικτυωτή πλέξη, ισχυρής συμπίεσης. Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας και σε περιπτώσεις κισρών και οιδήματος.

**180
DEN**
mm Hg 23-26



ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	35-36	36-37	37-38½	38½-40	40-41	41-42
cd Περίμετρος (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-41
cd Περίμετρος (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29
la Ύψος (cm)	33-35	35-36	36-37	37-38	38-40	40-42

SCUDOTEX ΚΑΛΣΟΝ

594



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Καλσόν - Κολάν 140 DEN με δικτυωτή πλέξη διαβαθμισμένης ισχυρής συμπίεσης, κάνει ελαφρύ μασάζ. Είναι κομψό, ανθεκτικό και ζεστό. Συνιστάται για την φροντίδα της αρτηριακής ανεπάρκειας καθώς επίσης και στις περιπτώσεις χρόνιων οιδημάτων - κιρσών.

**140
DEN**

mm Hg 19-22

		ΒΑΡΟΣ (Kg)																	
		43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	77	81	85	88	92	95	99
ΥΨΟΣ (cm)	150																		
	153	1(XS)																	
	156																		
	159																		
	162																		
	165																		
	168																		
	171																		
	173																		
	176																		
	179																		
	181																		
	183																		
	185																		
	187																		
	189																		

SCUDOTEX ΚΑΛΣΟΝ

593



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Καλσόν 140 DEN Open, δάκτυλα εκτός, με δικτυωτή πλέξη, μεσαίας - ισχυρής συμπίεσης, εφαρμοστή ζώνη μέσης. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις φλεβικής ανεπάρκειας και χρόνιων καταστάσεων με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης οιδημάτων και κιρσών. Κατάλληλο για όσους υποφέρουν από προβλήματα στα δάκτυλα των ποδιών και στα νύχια των δακτύλων των ποδιών.

**140
DEN**

mm Hg 19-22



ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	35-36	36-37	37-39	39-41	41-43	43-45
cA Περύμετρος (cm)	46-49	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD Περύμετρος (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB Περύμετρος (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-30
cD Ύψος (cm)	64-67	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Καλσόν 180 DEN Super Cell Classic, με δικτυωτή πλέξη, ισχυρής συμπίεσης, εφαρμοστή ζώνη μέσης. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας και σε περιπτώσεις κιρσών και οιδήματος.

180
DEN

mm Hg 23-26

		ΒΑΡΟΣ (Kg)																	
		43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	77	81	85	88	92	95	99
ΥΨΟΣ (cm)	150																		
	153																		
	156																		
	159																		
	162																		
	165																		
	168																		
	171																		
	173																		
	176																		
	179																		
	181																		
	183																		

SCUDOTEX ΚΑΛΣΟΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

476



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6

Καλσόν εγκυμοσύνης 70 DEN Extra, με δικτυωτή πλέξη, μεσαίας συμπίεσης, ηλεκτή ζώνη μέσης και έξτρα ύφασμα στην κοιλιά. Προτείνεται στην πρόληψη και θεραπεία ήπιας φλεβικής ανεπάρκειας και στην εμφάνιση οίδηματος και συμπτωμάτων κίρων.

70
DEN

mm Hg 15-18

[illegible]

SCUDOTECH ΚΑΛΣΟΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

496



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6

Καλσόν εγκυμοσύνης 140 DEN Extra, με δικτυωτή πλέξη, μεσαίας-ισχυρής συμπίεσης, πλεκτή ζώνη μέσης και έξτρα ύφασμα στην κοιλιά. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις φλεβικής ανεπάρκειας και χρόνιων καταστάσεων με κίνδυνο εμφάνισης οιδημάτων και κιρσών.

140
DEN

mm Hg 19-22

[illegible]

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

450



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες κάτω γόνατος για τον άντρα, της σειράς Gran Riposo Classic, 280 Den, χαλαρωτική, διαβαθμισμένη μέση συμπίεση. Προτείνονται για την πρόληψη και φροντίδα της φλεβικής ανεπάρκειας, για ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά.

**280
DEN**
mm Hg 18-21



ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47
cD Περίμετρος (cm)	30-32	32-34	34-36	36-38	38-40	40-42
cB Περίμετρος (cm)	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
ΔB Ύψος (cm)	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46	46-48

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

451



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες ευεξίας κάτω γόνατος Silver Sky Cotton 280 Den, με βακτηριοστατικές ίνες με ασημί ιόντων, διαβαθμισμένη μεσαία συμπίεση, για την πρόληψη και φροντίδα της φλεβικής ανεπάρκειας. Ενδείκνυνται για ανθρώπους που ταξιδεύουν πολύ. Κάλτσες κάτω γόνατος σχεδιασμένες για τον άνδρα που προτιμώνται όμως και από τις γυναίκες.

**280
DEN**
mm Hg 18-21



ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47
cD Περίμετρος (cm)	30-32	32-34	34-36	36-38	38-40	40-42
cB Περίμετρος (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΔB Ύψος (cm)	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46	46-48

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

452



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες κάτω γόνατος για τον άντρα, της σειράς Gran Riposo Classic, 280 Den, χαλαρωτική, διαβαθμισμένη μέση συμπίεση. Προτείνονται για την πρόληψη και φροντίδα της φλεβικής ανεπάρκειας, για ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά.

**280
DEN**
mm Hg 18-21



ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47
cD Περίμετρος (cm)	30-32	32-34	34-36	36-38	38-40	40-42
cB Περίμετρος (cm)	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
A Ύψος (cm)	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46	46-48

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ UNISEX

481




ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες κάτω γόνατος unisex, 100 Den, χαλαρωτική, διαβαθμισμένη ελαφριά συμπίεση. Προτείνονται για την πρόληψη και φροντίδα της φλεβικής ανεπάρκειας, για ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά.


**100
DEN**
mm Hg 14-17




ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
N° παπουτσιού	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
cD Περίμετρος (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB Περίμετρος (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
A Ύψος (cm)	34-36	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46




INDEX &
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ




- cD:** Περιφέρεια γόνατος
cB: Περιφέρεια αστραγάλου
lD: Ύψος μέτρησης:
 φτέρνα - κάτω γόνατο



- cG:** Περιφέρεια μηρού
cD: Περιφέρεια γόνατος
cB: Περιφέρεια αστραγάλου
lG: Ύψος μέτρησης:
 φτέρνα - μηρός




- cG:** Περιφέρεια μηρού
cD: Περιφέρεια γόνατος
cB: Περιφέρεια αστραγάλου
lG: Ύψος μέτρησης:
 φτέρνα - μηρός



- cA:** Περιφέρεια καρπού
cB: Περιφέρεια αγκώνα
lC: Ύψος μέτρησης:
 αγκώνας - μασχάλη

				COLOURS	CLEARRESSE	DAINO	SKIN	NATURE	CAPPUCCINO	MOKA	CASTORO	BLU	FUME	NERO	GRICIO	ANTRACITE	MARRONE	AMARENA
ΚΩΔ.	DEN		mmHg															
ΚΑΛΣΟΝ																		
460	40	OPAK	07-09		•	•			•	•		•	•	•				
470	70	EXTRA	15-18		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
590	70	KOLAN	15-18								•	•	•	•	•	•		•
479	70	CALIBRATO	15-18			•						•	•	•	•	•		
490	140	EXTRA	19-22		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		
593	140	KOLAN	19-22			•						•	•	•	•	•		
594	140	KOLAN	19-22								•	•	•	•	•	•		•
499	140	CALIBRATO	19-22			•						•	•	•	•	•		
835	180	SUPER CELL	23-26			•						•	•	•	•	•		
ΚΑΛΣΟΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ																		
476	70	EXTRA	15-18			•						•	•	•	•	•		
496	140	EXTRA	19-22			•						•	•	•	•	•		
ΚΑΛΤΣΕΣ ΠΙΣΟΜΗΡΙΟΥ																		
488	70	EXTRA	15-18			•	•		•			•	•	•	•	•		
592	70		15-18									•	•	•	•	•		
489	140	EXTRA	19-22			•	•					•	•	•	•	•		
597	140		19-22									•	•	•	•	•		
589	140	UNISEX	19-22			•						•	•	•	•	•		
836	180	SUPER CELL	23-26			•						•	•	•	•	•		
ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ																		
478	70	EXTRA	15-18			•	•		•			•	•	•	•	•		
596	70		15-18									•	•	•	•	•		
498	140	EXTRA	19-22			•	•					•	•	•	•	•		
599	140		19-22									•	•	•	•	•		
598	140	UNISEX	19-22			•						•	•	•	•	•		
837	180	SUPER CELL	23-26			•						•	•	•	•	•		
ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ																		
450	280	CLASSIC	17-20									•	•	•	•	•	•	
451	280	SILVER SKY	17-20									•	•	•	•	•	•	
452	280	COTTON	17-20									•	•	•	•	•	•	
ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ UNISEX																		
481	70	GRAN VIAGGIO	12-15					•				•	•	•	•	•		



Κάλτσες και καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης

**Γενικές οδηγίες
καθημερινής χρήσης**

Κάλτσες και καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης

Γενικές οδηγίες καθημερινής χρήσης

Η Scudotex – Scudonaris σας προτείνει την κομψή σειρά υψηλής ποιότητας ελαστικών καλτσών και καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης. Η πίεση που ασκούν οι κάλτσες και τα καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης μετριέται σε χιλιοστά της στήλης υδραργύρου (mmHg). Η χαμηλότερη συμπίεση αφορά την πρόληψη και η ψηλότερη (Class I & Class II) την θεραπεία των φλεβικών παθήσεων. Οι κάλτσες της ιατρικής σειράς εφαρμόζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.



Γενικές οδηγίες καθημερινής χρήσης

Φορέστε τις ελαστικές κάλτσες – καλσόν το πρωί σε ξεκούραστα πόδια.

Αφαιρούνται κατά τη διάρκεια του βραδινού ή μεσημεριανού ύπνου.

Η εφαρμογή γίνεται ομοιόμορφα. Προσοχή σε νύχια, δαχτυλίδια κλπ.

Πλένονται στο χέρι σε χλιαρό νερό στους 30°C περίπου. Φυσικό στέγνωμα χωρίς στύψιμο. Χρησιμοποιούνται απαλά απορροπαντικά ή παιδικό σαπούνι.

Πώς να τις φορέσετε


1. Μαζεύουμε την κάλτσα – καλσόν μέχρι τον αστράγαλο
2. Τεντώνουμε στο σημείο του αστραγάλου και περνάμε το πόδι
3. Ανεβάζουμε την κάλτσα – καλσόν μέχρι επάνω

Το σωστό μέγεθος είναι πολύ σημαντικό!

Εξασφαλίζει σωστή εφαρμοζόμενη θεραπευτική συμπίεση και καλή ανεκτικότητα.

Επιτυγχάνεται με την προσεκτική μέτρηση συγκεκριμένων σημείων του ποδιού.

Σε περίπτωση έντονου οιδήματος η μέτρηση πραγματοποιείται και στα δύο πόδια.



- IG** > ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ
- cG** > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΡΟΥ
- cD** > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ
- cB** > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΣΤΟ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟ ΣΗΜΕΙΟ

www.viogonia.gr 

info@viogonia.gr 

24310 75656 

ΒΙΟΓΕΝΙΑ
ΟΙΚΟΣ ΥΓΕΙΑΣ