

POCKET CATALOGUE 2024

ΚΑΛΤΣΕΣ /
SOCKS

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ιατρική σειρά

P.2

CLASS I

ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ

05

RAL

09

COTTON

13

CLASS II

ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ

17

RAL

21

COTTON

25

CLASS III

29

COTTON

33

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ

37

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ

43

ΓΑΝΤΙ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ

44

προληπτική

θεραπευτική σειρά

45

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

46

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

49

ΚΑΛΣΟΝ

53

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

57

ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΓΕΘΗ

58

ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ

59

INFOS

62

COLOR RANGE

63



INDEX

ιατρική σειρά

CLASS I

ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ

430

434

431

435

432

436

RAL

CS100 / CS102

CS104 / CS106

CS108 / CS110

CS112 / CS114

CS116 / CS118

COTTON

CS200 / CS202

CS204 / CS206

CS208 / CS210

CS212 / CS214

CS216 / CS218

CLASS II

ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ

440

443

441

444

442

445

RAL

CS120 / CS122

P.5

05

05

06

06

07

07

08

08

09

10

10

11

11

12

13

14

14

15

15

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

22

CS124 / CS126

CS128 / CS130

CS132 / CS134

CS136 / CS138

COTTON

CS220 / CS222

CS224 / CS226

CS228 / CS230

CS232 / CS234

CS236 / CS238

CLASS III

CS140

CS142

CS144

CS146

CS148

COTTON

CS240

CS242

CS244

CS246

CS248

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ

412

413

414

425

426

427

415

416

417

418

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ

586

588

ΓΑΝΤΙ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ

CS266 / CS268

22

23

23

24

25

26

26

27

27

28

29

30

30

31

31

32

33

34

34

35

35

36

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

43

44

44

προληπτική
θεραπευτική σειρά

P.45

478	46	590	54
596	46	822	54
824	47	490	55
498	47	594	55
599	48	593	56
598	48	835	56
837	49	476	57
488	49	496	57
592	50	479	58
823	50	499	58
489	51	450	59
597	51	451	59
589	52	452	60
836	52	481	60
460	53	SIZING CHART	62
470	53	COLOR RANGE	63

**Biogonia is a company
that has been active in
the field of health since
1994, aiming to offer
the best solutions,
services and products
to its customers.**

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Class I ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ

18-21 mm Hg

SCUDOTEX

Η Scudotex δημιούργησε μια νέα σειρά με τη χρήση καινοτόμων νημάτων από μικροΐνες που προσφέρει στις ελαστικές κάλτσες μοναδικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την αντοχή, την απαλότητα και την διαπνοή του δέρματος. Οι κάλτσες και τα καλσόν με μικροΐνες έχουν λεπτή αδιάφανη πλέξη, διαθέτουν ενισχυμένη φτέρνα και επίπεδες ραφές για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και αντοχή στην χρήση και το χρόνο. Χάρη σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά επιτυγχάνεται η βαθμιαία και σωστή τιμή των συμπίεσεων από κάτω προς τα πάνω.

SCUDOTEX-ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ-ΕΞΩ ΔΑΧΤΥΛΑ

430 ΚΑΛΤΣΙΑ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

431 ΚΑΛΤΣΙΑ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

432 ΚΑΛΣΟΝ

SCUDOTEX-ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ-ΜΕΣΑ ΔΑΧΤΥΛΑ

434 ΚΑΛΤΣΙΑ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

435 ΚΑΛΤΣΙΑ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

436 ΚΑΛΣΟΝ

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

430



ΜΕΓΕΘΗ: **1,2,3,4,5,6**


ΧΡΩΜΑΤΑ: **μπεζ, μαύρο**

Κάλτσες κάτω γόνατος K1 με μικροΐνες, διαβαθμιωμένης θεραπευτικής συμπίεσης, με λεπτή πλέξη ικανή να καλύψει τις ατέλειες του δέρματος, δάκτυλα έξω. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού για την θεραπεία έντονης φλεβικής ανεπάρκειας καθώς επίσης και σε χρόνιες περιπτώσεις κιρσών και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K1 mm Hg 18-21

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
No	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ID (cm)	34-36	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46



SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ

ΜΕΣΑ ΔΑΚΤΥΛΑ

434



ΜΕΓΕΘΗ: **1,2,3,4,5,6**


ΧΡΩΜΑΤΑ: **μπεζ, μαύρο**

Κάλτσες κάτω γόνατος K1 με μικροΐνες, διαβαθμιωμένης θεραπευτικής συμπίεσης, με λεπτή πλέξη ικανή να καλύψει τις ατέλειες του δέρματος, δάκτυλα μέσα. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού για την θεραπεία έντονης φλεβικής ανεπάρκειας καθώς επίσης και σε χρόνιες περιπτώσεις κιρσών και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K1 mm Hg 18-21

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
No	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ID (cm)	34-36	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46



SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

431



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπεζ, μαύρο

Κάλτσες ριζομηρίου K1 με μικροϊνες και ειδική αντιολισθητική σιλίκονη, διαβαθμισμένες θεραπευτικής συμπίεσης, με λεπτή πλέξη, δάκτυλα έξω. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού για την θεραπεία έντονης φλεβικής ανεπάρκειας καθώς επίσης και σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K1 mm Hg 18-21

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
No	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
cG (cm)	46-49	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	64-67	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82



SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΜΕΣΑ ΔΑΚΤΥΛΑ

435



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπεζ, μαύρο

Κάλτσες ριζομηρίου K1 με μικροϊνες & ειδική αντιολισθητική σιλίκονη, διαβαθμισμένες θεραπευτικής συμπίεσης, με λεπτή πλέξη, δάκτυλα μέσα. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού για την θεραπεία έντονης φλεβικής ανεπάρκειας καθώς επίσης και σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K1 mm Hg 18-21

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
No	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
cG (cm)	46-49	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	64-67	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82



SCUDOTEX ΚΑΛΣΟΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

432



ΜΕΓΕΘΗ: **1,2,3,4,5,6**


ΧΡΩΜΑΤΑ: **μπεζ, μαύρο**

Καλσόν K1 με μικροίνες, διαβαθμισμένες θεραπευτικής συμπίεσης, με λεπτή πλέξη, δάκτυλα έξω. Χρησιμοποιείται έπειτα από σύσταση γιατρού για την θεραπεία έντονης φλεβικής ανεπάρκειας καθώς επίσης και σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K1 mm Hg 18-21

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
No	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
cG (cm)	46-49	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	64-67	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82



SCUDOTEX ΚΑΛΣΟΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ

ΜΕΣΑ ΔΑΚΤΥΛΑ

436



ΜΕΓΕΘΗ: **1,2,3,4,5,6**


ΧΡΩΜΑΤΑ: **μπεζ, μαύρο**

Καλσόν K1 με μικροίνες, διαβαθμισμένες θεραπευτικής συμπίεσης, με λεπτή πλέξη, δάκτυλα μέσα. Χρησιμοποιείται έπειτα από σύσταση γιατρού για την θεραπεία έντονης φλεβικής ανεπάρκειας καθώς επίσης και σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K1 mm Hg 18-21

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
No	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
cG (cm)	46-49	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	64-67	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82



ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Class I

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ RAL**

18-21 mm Hg

SCUDOVARIS

Η νέα σειρά ιατρικών θεραπευτικών καλτσών **SCUDOVARIS** έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή του κανονισμού **RAL-GZ387**, διεθνές πιστοποιητικό που εκδόθηκε από το γερμανικό ερευνητικό ινστιτούτο Hohenstein, που πιστοποιεί την ποιότητα των συμπίεστικών καλτσών. Ο κανονισμός αυτός πιστοποιεί τις απαιτήσεις των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και τις τεχνικές υλοποίησης των επιπέδων συμπίεσης, ώστε οι ελαστικές κάλτσες να ανταποκρίνονται στις θεραπευτικές ανάγκες που ορίζει ο γιατρός. Ειδικότερα ο κανονισμός απαιτεί τον σεβασμό των παρακάτω παραμέτρων:

- Κατασκευή σε μηχανογραφημένους κυκλικούς αργαλειούς, που εγγυώνται την απουσία ραφής και τη συνεχή υφή του υφάσματος για να μην αλλοιώνεται η συμπίεση και συνεπώς η μείωση αυτής.
- Η χρήση νημάτων και υφασμάτων που στερούνται βλαβερών ουσιών, και εξασφαλίζουν την διαπνοή του δέρματος.
- Χαρακτηριστικά της φτέρνας για τέλεια τοποθέτηση στον αστράγαλο, των ραφών και του σχήματος της κάλτσας
- Φθεινύουσες τιμές συμπίεσης, εκφρασμένες με χιλιοστά υδραργύρου (mm Hg), μετρούμενες στον αστράγαλο και σε άλλα σημεία του ποδιού που προσδιορίζονται από τους κανονισμούς.

SCUDOVARIS/RAL – ΕΞΩ ΔΑΧΤΥΛΑ

CS100 STANDARD/CS102 SHORT ΚΑΛΤΣΙΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
CS104 STANDARD/CS106 SHORT ΚΑΛΤΣΙΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
CS108 STANDARD/CS110 SHORT ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΟΝ-ΔΕΞΙ
CS112 STANDARD/CS114 SHORT ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΟΝ-ΑΡΙΣΤΕΡΟ
CS116 STANDARD/CS118 SHORT ΚΑΛΛΙΟΝ

SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ/ RAL

CS100/CS102

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

STANDARD

SHORT



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Θεραπευτική ιατρική κάλτσα κάτω γόνατος ccl.1, υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, με άνοιγμα στα δάκτυλα, unisex. Ενδείκνυται για την προφύλαξη σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού ήπιας μορφής οιδήματος, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα εφαρμογής κάλτσας.

K1 mm Hg 18-21

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
LD (cm)	STANDART CS100	40-45	SHORT CS102	35-41		



SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ/ RAL

CS104/CS106

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

STANDARD

SHORT



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Θεραπευτική ιατρική κάλτσα ριζομηρίου με σιλικόνη ccl.1, υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, με άνοιγμα στα δάκτυλα, unisex. Ενδείκνυται για την προφύλαξη σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού ήπιας μορφής οιδήματος, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα εφαρμογής κάλτσας.

K1 mm Hg 18-21

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cG (cm)	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	STANDART CS104	73-82	SHORT CS106	65-72		



SCUDOVARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ/ RAL

ΔΕΞΙ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

CS108/CS110

STANDARD

SHORT



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπλεζ

Θεραπευτικό ιατρικό μονοκαλσόν ccl.1, υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, με άνοιγμα στα δάχτυλα, unisex. Ενδείκνυται για την προφύλαξη σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού ήπιας μορφής οιδήματος, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα εφαρμογής κάλτσας.

K1 mm Hg 18-21

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cG (cm)	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	STANDART CS108	73-82	SHORT CS110	65-72		



SCUDOVARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ/ RAL

ΑΡΙΣΤΕΡΟ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

CS112/CS114

STANDARD

SHORT



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπλεζ

Θεραπευτικό ιατρικό μονοκαλσόν ccl.1, υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, με άνοιγμα στα δάχτυλα, unisex. Ενδείκνυται για την προφύλαξη σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού ήπιας μορφής οιδήματος, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα εφαρμογής κάλτσας.

K1 mm Hg 18-21

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cG (cm)	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	STANDART CS112	73-82	SHORT CS114	65-72		



SCUDOVARIS ΚΑΛΣΟΝ/ RAL

ΕΞΗ ΔΑΚΤΥΛΑ

CS116/CS118

STANDARD

SHORT



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Θεραπευτικό ιατρικό καλσόν ccl.1, υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, με άνοιγμα στα δάκτυλα, unisex. Ενδείκνυται για την προφύλαξη σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού ήπιας μορφής οιδήματος, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα εφαρμογής κάλτσας.

K1 mm Hg 18-21

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cT (cm)	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
cG (cm)	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	STANDART CS116	73-82	SHORT CS118	65-72		



ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Class I COTTON

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ RAL

18-21 mm Hg

SCUDOVARIS

Νέα σειρά ιατρικών θεραπευτικών καλτσών SCUDOVARIS με βαμβάκερο εσωτερικό που έρχεται σε επαφή με το δέρμα, με ιδιότητες θερμορύθμισης και διαπνοής, κατάλληλη για ευαίσθητες επιδερμίδες και για την καλοκαιρινή περίοδο. Η νέα σειρά έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή του κανονισμού RAL-GZ387, διεθνές πιστοποιητικό που εκδόθηκε από το γερμανικό ερευνητικό ινστιτούτο Hohenstein, που πιστοποιεί την ποιότητα των συμπιεστικών καλτσών. Ο κανονισμός αυτός πιστοποιεί τις απαιτήσεις των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και τις τεχνικές υλοποίησης των επιπέδων συμπίεσης, ώστε οι ελαστικές κάλτσες να ανταποκρίνονται στις θεραπευτικές ανάγκες που ορίζει ο γιατρός.

SCUDOVARIS/COTTON – ΕΞΩ ΔΑΧΤΥΛΑ

CS200 STANDARD/CS202 SHORT ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
CS204 STANDARD/CS206 SHORT ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
CS208 STANDARD/CS210 SHORT ΜΟΝΟΚΑΛΣΙΟΝ-ΔΕΞΙ
CS212 STANDARD/CS214 SHORT ΜΟΝΟΚΑΛΣΙΟΝ-ΑΡΙΣΤΕΡΟ
CS216 STANDARD/CS218 SHORT ΚΑΛΣΙΟΝ

SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ/ COTTON

CS200/CS202

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

STANDARD

SHORT



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Θεραπευτική ιατρική κάλτσα κάτω γόνατος ccl.1 με βαμβακερό εσωτερικό που έρχεται σε επαφή με το δέρμα, με ιδιότητες θερμορύθμισης και διανοής, κατάλληλη για ευαίσθητες επιδερμίδες και για την καλοκαιρινή περίοδο, με άνοιγμα στα δάκτυλα, unisex. Ενδείκνυται για την προφύλαξη σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού ήπιας μορφής οιδήματος, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα εφαρμογής κάλτσας.

K1 mm Hg 18-21

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
LD (cm)	STANDART CS200	40-45	SHORT CS202	35-41		



SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ/ COTTON

CS204/CS206

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

STANDARD

SHORT



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Θεραπευτική ιατρική κάλτσα ριζομηρίου με σιλικόνη ccl.1 με βαμβακερό εσωτερικό υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, με άνοιγμα στα δάκτυλα, unisex. Ενδείκνυται για την προφύλαξη σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού ήπιας μορφής οιδήματος, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα εφαρμογής κάλτσας.

K1 mm Hg 18-21

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cG (cm)	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
LG (cm)	STANDART CS204	73-82	SHORT CS206	65-72		





ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπλεζ

Θεραπευτικό ιατρικό μονοκαλσόν ccl.1 με βαμβακερό εσωτερικό, με ιδιότητες θερμορύθμισης και διαπνοής, κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες και για την καλοκαιρινή περίοδο, με άνοιγμα στα δάκτυλα. Ενδείκνυται για προφύλαξη σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού ήπιας μορφής οιδήματος, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα εφαρμογής κάλτσας.

K1 mm Hg 18-21

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2(S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cG (cm)	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	STANDART CS208	73-82	SHORT CS210	65-72		



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπλεζ

Θεραπευτικό ιατρικό μονοκαλσόν ccl.1 με βαμβακερό εσωτερικό, με ιδιότητες θερμορύθμισης και διαπνοής, κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες και για την καλοκαιρινή περίοδο, με άνοιγμα στα δάκτυλα. Ενδείκνυται για προφύλαξη σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού ήπιας μορφής οιδήματος, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα εφαρμογής κάλτσας.

K1 mm Hg 18-21

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2(S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cG (cm)	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	STANDART CS212	73-82	SHORT CS214	65-72		



SCUDOVARIS ΚΑΛΣΟΝ/ COTTON

ΕΞΗ ΔΑΚΤΥΛΑ

CS216/CS218

STANDARD

SHORT



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Ιατρικό καλσόν ccl.1 με βαμβακερό εσωτερικό και ιδιότητες θερμορύθμισης και διαπνοής, κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες για την καλοκαιρινή περίοδο, με άνοιγμα στα δάκτυλα. Ενδείκνυται σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού ήπιας μορφής οιδήματος, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα κάλτσας.

K1 mm Hg 18-21

UNISEX

ΜΕΓΕΘΗ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cT (cm)	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
cG (cm)	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
	ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
LG (cm)	STANDART CS216	73-82	SHORT CS218	65-72		



ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Class II ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ

23-32 mm Hg

SCUDOTEX

Η Scudotex δημιούργησε μια νέα σειρά με τη χρήση καινοτόμων νημάτων από μικροΐνες που προσφέρει στις ελαστικές κάλτσες μοναδικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την αντοχή, την απαλότητα και την διαπνοή του δέρματος. Οι κάλτσες και τα καλσόν με μικροΐνες έχουν λεπτή αδιάφανη πλέξη, διαθέτουν ενισχυμένη φτέρνα και επίπεδες ραφές για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και αντοχή στην χρήση και το χρόνο. Χάρη σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά επιτυγχάνεται η βαθμιαία και σωστή τιμή των συμπίεσεων από κάτω προς τα πάνω.

SCUDOTEX/ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ - ΕΞΩ ΔΑΧΤΥΛΑ

440 ΚΑΛΤΣΙΑ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

441 ΚΑΛΤΣΙΑ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

442 ΚΑΛΣΟΝ

SCUDOTEX/ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ - ΜΕΣΑ ΔΑΧΤΥΛΑ

443 ΚΑΛΤΣΙΑ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

444 ΚΑΛΤΣΙΑ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

445 ΚΑΛΣΟΝ

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

440




ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες, μαύρο

Κάλτσες κάτω γόνατος K2 με μικροΐνες, διαβαθμισμένη θεραπευτική συμπίεση, με λεπτή πλέξη, δάκτυλα έξω. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης συνιστώνται σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K2 mm Hg 23-32**UNISEX**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ID (cm)	34-36	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46



SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ

ΜΕΣΑ ΔΑΚΤΥΛΑ

443




ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες, μαύρο

Κάλτσες κάτω γόνατος K2 με μικροΐνες, διαβαθμισμένη θεραπευτική συμπίεση, με λεπτή πλέξη, δάκτυλα μέσα. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης συνιστώνται σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K2 mm Hg 23-32**UNISEX**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ID (cm)	34-36	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46



SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

441



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες, μαύρο

Κάλτσες ριζομηρίου K2 με σιλίκονη και μικροϊνες, διαβαθμισμένη θεραπευτική συμπίεση με λεπτή πλέξη, δάκτυλα έξω. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης συνιστώνται σε χρόνιες περιπτώσεις κρωσών και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K2 mm Hg 23-32

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
cG (cm)	46-49	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	64-67	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82



SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΜΕΣΑ ΔΑΚΤΥΛΑ

444



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες, μαύρο

Κάλτσες ριζομηρίου K2 με σιλίκονη και μικροϊνες, διαβαθμισμένη θεραπευτική συμπίεση με λεπτή πλέξη, δάκτυλα μέσα. Χρησιμοποιούνται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης συνιστώνται σε χρόνιες περιπτώσεις κρωσών και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K2 mm Hg 23-32

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
cG (cm)	46-49	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	64-67	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82



SCUDOTEX ΚΑΛΣΟΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

442



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες, μαύρο

Καλσόν Κ2 με μικροΐνες, διαβαθμισμένη θεραπευτική συμπίεση, με λεπτή πλέξη, δάκτυλα έξω. Χρησιμοποιείται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Συνιστάται σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K2 mm Hg 23-32

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
cG (cm)	46-49	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	64-67	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82



SCUDOTEX ΚΑΛΣΟΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ

ΜΕΣΑ ΔΑΚΤΥΛΑ

445



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες, μαύρο

Καλσόν Κ2 με μικροΐνες, διαβαθμισμένη θεραπευτική συμπίεση, με λεπτή πλέξη, δάκτυλα μέσα. Χρησιμοποιείται έπειτα από σύσταση γιατρού σε περίπτωση έντονης φλεβικής ανεπάρκειας. Συνιστάται σε χρόνιες περιπτώσεις κίρσων και οιδήματος υψηλής επικινδυνότητας.

K2 mm Hg 23-32

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
cG (cm)	46-49	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	64-67	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82



ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Class II

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ RAL**

23-32 mm Hg

SCUDOVARIS

Η νέα σειρά ιατρικών θεραπευτικών καλτσών **SCUDOVARIS** έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή του κανονισμού **RAL-GZ387**, διεθνές πιστοποιητικό που εκδόθηκε από το γερμανικό ερευνητικό ινστιτούτο Hohenstein, που πιστοποιεί την ποιότητα των συμπίεστικών καλτσών. Ο κανονισμός αυτός πιστοποιεί τις απαιτήσεις των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και τις τεχνικές υλοποίησης των επιπέδων συμπίεσης, ώστε οι ελαστικές κάλτσες να ανταποκρίνονται στις θεραπευτικές ανάγκες που ορίζει ο γιατρός. Ειδικότερα ο κανονισμός απαιτεί τον εβασμό των παρακάτω παραμέτρων:

- Κατασκευή σε μηχανογραφημένους κυκλικούς αργαλειούς, που εγγυώνται την απουσία ραφής και τη συνεχή υφή του υφάσματος για να μην αλλοιώνεται η συμπίεση και συνεπώς η μείωση αυτής.
- Η χρήση νημάτων και υφασμάτων που στερούνται βλαβερών ουσιών και εξασφαλίζουν την διαπνοή του δέρματος.
- Χαρακτηριστικά της φτέρνας για τέλεια τοποθέτηση στον αστράγαλο, των ραφών και του σχήματος της κάλτσας.
- Φθείνουσες τιμές συμπίεσης, εκφρασμένες σε χιλιοστά υδραργύρου (mm Hg), μετρούμενες στον αστράγαλο και σε άλλα σημεία του ποδιού που προσδιορίζονται από τους κανονισμούς.

SCUDOVARIS/RAL - ΕΞΩ ΔΑΧΤΥΛΑ

CS120 STANDARD/CS122 SHORT ΚΑΛΤΙΣΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
CS124 STANDARD/CS126 SHORT ΚΑΛΤΙΣΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
CS128 STANDARD/CS130 SHORT ΜΟΝΟΚΑΛΣΙΟΝ-ΔΕΞΙ
CS132 STANDARD/CS134 SHORT ΜΟΝΟΚΑΛΣΙΟΝ-ΑΡΙΣΤΕΡΟ
CS136 STANDARD/CS138 SHORT ΚΑΛΣΙΟΝ

SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ/ RAL

CS120/CS122

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

STANDARD

SHORT



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Θεραπευτική ιατρική κάλτσα κάτω γόνατος ccl.2, υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, με άνοιγμα στα δάκτυλα. Ενδείκνυται για την προφύλαξη σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού μετατραυματικών και μετεγχειρητικών οιδημάτων, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα εφαρμογής κάλτσας.

K2 mm Hg 23-32

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
LD (cm)	STANDART CS120	40-45	SHORT CS122	35-41		



SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ/ RAL

CS124/CS126

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

STANDARD

SHORT



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Ιατρική κάλτσα ριζομηρίου με σιλκόνη ccl.2, υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, με άνοιγμα στα δάκτυλα. Ενδείκνυται για την προφύλαξη σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού μετατραυματικών και μετεγχειρητικών οιδημάτων, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα εφαρμογής κάλτσας.

K2 mm Hg 23-32

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cG (cm)	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	STANDART CS124	73-82	SHORT CS126	65-72		



SCUDOVARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ/ RAL

ΔΕΞΙ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

CS128/CS130

STANDARD

SHORT



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπεζ

Θεραπευτικό ιατρικό μονοκαλσόν ccl.2, υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, με άνοιγμα στα δάκτυλα. Ενδείκνυται για την προφύλαξη σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού μετατραυματικών και μετεγχειρητικών οίδημάτων, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα εφαρμογής κάλτσας.

K2 mm Hg 23-32

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cG (cm)	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	STANDART CS128	73-82	SHORT CS130	65-72		



SCUDOVARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ/RAL

ΑΡΙΣΤΕΡΟ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

CS132/CS134

STANDARD

SHORT



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπεζ

Ιατρικό μονοκαλσόν ccl.2, υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, με άνοιγμα στα δάκτυλα, unisex. Ενδείκνυται για την προφύλαξη σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού μετατραυματικών και μετεγχειρητικών οίδημάτων, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα εφαρμογής κάλτσας.

K2 mm Hg 23-32

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cG (cm)	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	STANDART CS132	73-82	SHORT CS134	65-72		



SCUDOVARIS ΚΑΛΣΟΝ/ RAL

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

CS136/CS138

STANDARD

SHORT



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Ιατρικό καλσόν ccl.2, υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, με άνοιγμα στα δάκτυλα. Ενδείκνυται για την προφύλαξη σε περίπτωση εκτεταμένης κιρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού μετατραυματικών και μετεγχειρητικών οίδημάτων, κιρσωδών ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα κάλτσας.

K2 mm Hg 23-32

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cT (cm)	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
cG (cm)	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	STANDART CS136	73-82	SHORT CS138	65-72		



Ιατρική σειρά

Class II COTTON

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ RAL

23-32 mm Hg

SCUDOVARIS

Νέα σειρά ιατρικών θεραπευτικών καλτσών **SCUDOVARIS** με βαμβακερό εσωτερικό που έρχεται σε επαφή με το δέρμα, με ιδιότητες θερμορύθμισης και διασποής, κατάλληλη για ευαίσθητες επιδερμίδες και για την καλοκαιρινή περίοδο. Η νέα σειρά έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή του κανονισμού **RAL-GZ387**, διεθνές πιστοποιητικό που εκδόθηκε από το γερμανικό ερευνητικό ινστιτούτο Hohenstein, που πιστοποιεί την ποιότητα των συμπίεστικών καλτσών. Ο κανονισμός αυτός πιστοποιεί τις απαιτήσεις των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και τις τεχνικές υλοποίησης των επιπέδων συμπίεσης, ώστε οι ελαστικές κάλτσες να ανταποκρίνονται στις θεραπευτικές ανάγκες που ορίζει ο γιατρός.

SCUDOVARIS/COTTON – ΕΞΩ ΔΑΧΤΥΛΑ

CS220 STANDARD/CS222 SHORT ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
CS224 STANDARD/CS226 SHORT ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
CS228 STANDARD/CS230 SHORT ΜΟΝΟΚΑΛΣΙΟΝ-ΔΕΞΙ
CS232 STANDARD/CS234 SHORT ΜΟΝΟΚΑΛΣΙΟΝ-ΑΡΙΣΤΕΡΟ
CS236 STANDARD/CS238 SHORT ΚΑΛΣΙΟΝ

SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ/ COTTON

CS220/CS222

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

STANDARD

SHORT




ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Ιατρική κάλτσα κάτω γόνατος ccl.2 με βαμβακερό εσωτερικό, με ιδιότητες θερμορύθμισης και διαπνοής, κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες και για την καλοκαιρινή περίοδο, με άνοιγμα στα δάχτυλα, unisex. Ενδείκνυται για την προφύλαξη σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού μετατραυματικών και μετεγχειρητικών οίδημάτων, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα εφαρμογής κάλτσας.

K2 mm Hg 23-32**UNISEX**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
LD (cm)	STANDART CS220	40-45	SHORT CS222	35-41		



SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ/ COTTON

CS224/CS226

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

STANDARD

SHORT




ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Ιατρική κάλτσα ριζομηρίου με σιλκόνη ccl.2 με βαμβακερό εσωτερικό, με ιδιότητες θερμορύθμισης και διαπνοής, κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες για την καλοκαιρινή περίοδο, με άνοιγμα στα δάχτυλα. Ενδείκνυται σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού μετατραυματικών και μετεγχειρητικών οίδημάτων, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα κάλτσας.

K2 mm Hg 23-32**UNISEX**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cG (cm)	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
LG (cm)	STANDART CS224	73-82	SHORT CS226	65-72		



SCUDOVARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ/ COTTON
ΔΕΞΙ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ
CS228/CS230

STANDARD


SHORT


ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6
ΧΡΩΜΑΤΑ: μπεζ

Ιατρικό μονοκαλσόν ccl.2 με βαμβακερό εσωτερικό, με ιδιότητες θερμορύθμισης και διαπνοής, για ευαίσθητες επιδερμίδες για την καλοκαιρινή περίοδο, με άνοιγμα στα δάκτυλα. Ενδείκνυται σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού μετατραυματικών και μετεγχειρητικών οίδημάτων, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα κάλτσας.

K2 mm Hg 23-32
UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cG (cm)	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	STANDART CS228	73-82	SHORT CS230	65-72		


SCUDOVARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ/ COTTON
ΑΡΙΣΤΕΡΟ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ
CS232/CS234

STANDARD


SHORT


ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6
ΧΡΩΜΑΤΑ: μπεζ

Ιατρικό μονοκαλσόν ccl.2 με βαμβακερό εσωτερικό, με ιδιότητες θερμορύθμισης και διαπνοής, για ευαίσθητες επιδερμίδες για την καλοκαιρινή περίοδο, με άνοιγμα στα δάκτυλα. Ενδείκνυται σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού μετατραυματικών και μετεγχειρητικών οίδημάτων, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα κάλτσας.

K2 mm Hg 23-32
UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cG (cm)	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	STANDART CS232	73-82	SHORT CS234	65-72		



SCUDOVARIS ΚΑΛΣΟΝ/ COTTON

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

CS236/CS238

STANDARD

SHORT




ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Ιατρικό καλσόν ccl.2 με βαμβακερό εσωτερικό, με ιδιότητες θερμορύθμισης και διαπνοής, για ευαίσθητες επιδερμίδες για την καλοκαιρινή περίοδο, με άνοιγμα στα δάκτυλα. Ενδείκνυται σε περίπτωση εκτενούς κίρσοπάθειας ή φλεβοπάθειας με τάση σχηματισμού μετεγχειρητικών οίδημάτων, κίρσων ελκών, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα κάλτσας.

K2 mm Hg 23-32**UNISEX**

ΜΕΓΕΘΗ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cT (cm)	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
cG (cm)	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
	ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
IG (cm)	STANDART CS216	73-82	SHORT CS218	65-72		



Ιατρική σειρά

Class III

34-46 mm Hg

SCUDOVARIS

Η νέα σειρά ιατρικών θεραπευτικών καλτσών SCUDOVARIS ccl. 3 είναι υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, με άνοιγμα στα δάχτυλα και unisex εφαρμογή. Οι κάλτσες είναι κατασκευασμένες με προηγμένες τεχνικές ύφανσης χρησιμοποιώντας νήματα κορυφαίας ποιότητας, ώστε να διασφαλίζεται μια ορθώς φθίνουσα διαβάθμιση της συμπίεσης.

SCUDOVARIS/RAL – ΕΞΩ ΔΑΧΤΥΛΑ

- CS140 STANDARD ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
- CS142 STANDARD ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
- CS144 STANDARD ΜΟΝΟΚΑΛΣΙΟΝ-ΔΕΞΙ
- CS146 STANDARD ΜΟΝΟΚΑΛΣΙΟΝ-ΑΡΙΣΤΕΡΟ
- CS148 STANDARD ΚΑΛΣΙΟΝ

SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

CS140



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπεζ

Ιατρική κάλτσα κάτω γόνατος ccl.3 υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, με άνοιγμα στα δάχτυλα, unisex. Η κάλτσα είναι κατασκευασμένη με προηγμένες τεχνικές ύφανσης χρησιμοποιώντας νήματα κορυφαίας ποιότητας, ώστε να διασφαλίζεται μια ορθώς φθίνουσα διαβάθμιση της συμπίεσης. Ενδείκνυται για την προφύλαξη από εν τω βάθει φλεβική ανεπάρκεια, θρομβοφλεβίτιδα, φλεβική στάση, κίρσωδη έλκη, περιπτώσεις μεταφλεβικού συνδρόμου και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα εφαρμογής κάλτσας.

K3 mm Hg 34-46

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
cD (cm)	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
LD (cm)	STANDARD CS140			40-45	



SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

CS142



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπεζ

Ιατρική κάλτσα ριζομηρίου με σιλικόνη ccl.3 υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, με άνοιγμα στα δάχτυλα, unisex. Κατασκευασμένη με προηγμένες τεχνικές ύφανσης, ώστε να διασφαλίζεται μια ορθώς φθίνουσα διαβάθμιση της συμπίεσης. Ενδείκνυται για την προφύλαξη από εν τω βάθει φλεβική ανεπάρκεια, θρομβοφλεβίτιδα, φλεβική στάση, κίρσωδη έλκη, περιπτώσεις μεταφλεβικού συνδρόμου και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα κάλτσας.

K3 mm Hg 34-46

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
cG (cm)	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
IG (cm)	STANDARD CS142			73-82	



SCUDOVARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ

ΔΕΞΙ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

CS144



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Ιατρικό μονοκαλσόν ccl.3 υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, με άνοιγμα στα δάκτυλα. Κατασκευασμένο με προηγμένες τεχνικές ύφανσης, ώστε να διασφαλίζεται μια ορθώς φθίνουσα διαβάθμιση της συμπίεσης. Ενδείκνυται για την προφύλαξη από εν τω βάθει φλεβική ανεπάρκεια, θρομβοφλεβίτιδα, φλεβική στάση, κιρσώδη έλκη, περιπτώσεις μεταφλεβικού συνδρόμου και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα εφαρμογής κάλτσας.

K3 mm Hg 34-46

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6 (XXL)
cG (cm)	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
IG (cm)	STANDARD CS144			73-82	



SCUDOVARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ

ΑΡΙΣΤΕΡΟ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

CS146



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Ιατρικό μονοκαλσόν ccl.3 υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, με άνοιγμα στα δάκτυλα. Κατασκευασμένο με προηγμένες τεχνικές ύφανσης, ώστε να διασφαλίζεται μια ορθώς φθίνουσα διαβάθμιση της συμπίεσης. Ενδείκνυται για την προφύλαξη από εν τω βάθει φλεβική ανεπάρκεια, θρομβοφλεβίτιδα, φλεβική στάση, κιρσώδη έλκη, περιπτώσεις μεταφλεβικού συνδρόμου και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα εφαρμογής κάλτσας.

K3 mm Hg 34-46

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6 (XXL)
cG (cm)	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
IG (cm)	STANDARD CS146			73-82	



SCUDOVARIS ΚΑΛΣΟΝ

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

CS148



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Ιατρικό καλσόν ccl.3 υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, με άνοιγμα στα δάκτυλα. Κατασκευασμένο με προηγμένες τεχνικές ύφανσης, ώστε να διασφαλίζεται μια ορθώς φθίνουσα διαβάθμιση της συμπίεσης. Ενδείκνυται για την προφύλαξη από εν τω βάθει φλεβική ανεπάρκεια, θρομβοφλεβίτιδα, φλεβική στάση, κιρσώδη έλκη, περιπτώσεις μεταφλεβικού συνδρόμου και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα εφαρμογής κάλτσας.

K3 mm Hg 34-46

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
cT (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
cG (cm)	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
IG (cm)	STANDARD CS148			73-82	



ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Class III COTTON

34-46 mm Hg

SCUDOVARIS

Νέα σειρά ιατρικών θεραπευτικών καλτσών SCUDOVARIS με βαμβακερό εσωτερικό που έρχεται σε επαφή με το δέρμα, με ιδιότητες θερμορύθμισης και διαπνοής, κατάλληλη για ευαίσθητες επιδερμίδες και για την καλοκαιρινή περίοδο.

Η νέα σειρά ιατρικών θεραπευτικών καλτσών SCUDOVARIS ccl. 3 είναι υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, με άνοιγμα στα δάχτυλα και unisex εφαρμογή. Οι κάλτσες είναι κατασκευασμένες με προηγμένες τεχνικές ύφανσης χρησιμοποιώντας νήματα κορυφαίας ποιότητας, ώστε να διασφαλίζεται μια ορθώς φθίνουσα διαβάθμιση της συμπίεσης

SCUDOVARIS/COTTON – ΕΞΟ ΔΑΧΤΥΛΑ

CS240 STANDARD ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

CS242 STANDARD ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

CS244 STANDARD ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ-ΔΕΞΙ

CS246 STANDARD ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ-ΑΡΙΣΤΕΡΟ

CS248 STANDARD ΚΑΛΣΟΝ

SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ/ COTTON

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

CS240



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Ιατρική κάλτσα κάτω γόνατος ccl.3 με βαμβακερό εσωτερικό, με ιδιότητες θερμορύθμισης και διαπνοής, για ευαίσθητες επιδερμίδες για την καλοκαιρινή περίοδο, με άνοιγμα στα δάχτυλα. Κατασκευασμένη με προηγμένες τεχνικές ύφανσης χρησιμοποιώντας νήματα κορυφαίας ποιότητας, ώστε να διασφαλίζεται μια ορθώς φθίνουσα διαβάθμιση της συμπίεσης. Ενδείκνυται για την προφύλαξη από εν τω βάθει φλεβική ανεπάρκεια, θρομβοφλεβίτιδα, φλεβική στάση, κίρσωση έλκη, περιπτώσεις μεταφλεβικού συνδρόμου και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα κάλτσας.

K3 mm Hg 34-46

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
cD (cm)	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
LD (cm)	STANDARD CS240			40-45	



SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ/ COTTON

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

CS242



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Ιατρική κάλτσα ριζομηρίου με σιλκόνη ccl.3 με βαμβακερό εσωτερικό, με ιδιότητες θερμορύθμισης και διαπνοής, για ευαίσθητες επιδερμίδες και για την καλοκαιρινή περίοδο, με άνοιγμα στα δάχτυλα. Κατασκευασμένη με προηγμένες τεχνικές ύφανσης, ώστε να διασφαλίζεται μια ορθώς φθίνουσα διαβάθμιση της συμπίεσης. Ενδείκνυται για την προφύλαξη από εν τω βάθει φλεβική ανεπάρκεια, θρομβοφλεβίτιδα, φλεβική στάση, κίρσωση έλκη, περιπτώσεις μεταφλεβικού συνδρόμου και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα κάλτσας.

K3 mm Hg 34-46

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
cG (cm)	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
LG (cm)	STANDARD CS142			73-82	





ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπλεξ

Ιατρικό μονοκαλσόν ccl.3 με βαμβακερό εσωτερικό, με ιδιότητες θερμορύθμισης και διαπνοής, για ευαίσθητες επιδερμίδες για την καλοκαιρινή περίοδο, με άνοιγμα στα δάχτυλα. Κατασκευασμένο με προηγμένες τεχνικές ύφανσης, ώστε να διασφαλίζεται μια ορθώς φθίνουσα διαβάθμιση της συμπίεσης. Ενδείκνυται για την προφύλαξη από εν τω βάθει φλεβική ανεπάρκεια, θρομβοφλεβίτιδα, φλεβική στάση, κίρσωση έλκη, περιπτώσεις μεταφλεβικού συνδρόμου και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα κάλτσας.

K3 mm Hg 34-46

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cG (cm)	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
IG (cm)	STANDARD CS244			73-82	



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπλεξ

Ιατρικό μονοκαλσόν ccl.3 με βαμβακερό εσωτερικό, με ιδιότητες θερμορύθμισης και διαπνοής, για ευαίσθητες επιδερμίδες για την καλοκαιρινή περίοδο, με άνοιγμα στα δάχτυλα. Κατασκευασμένο με προηγμένες τεχνικές ύφανσης, ώστε να διασφαλίζεται μια ορθώς φθίνουσα διαβάθμιση της συμπίεσης. Ενδείκνυται για την προφύλαξη από εν τω βάθει φλεβική ανεπάρκεια, θρομβοφλεβίτιδα, φλεβική στάση, κίρσωση έλκη, περιπτώσεις μεταφλεβικού συνδρόμου και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα κάλτσας.

K3 mm Hg 34-46

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
cG (cm)	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
IG (cm)	STANDARD CS246			73-82	



SCUDOVARIS ΚΑΛΣΟΝ/ COTTON

ΕΞΗ ΔΑΚΤΥΛΑ

CS248

ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6


ΧΡΩΜΑΤΑ: μπες

Ιατρικό καλσόν ccl.3 με βαμβακερό εσωτερικό, με ιδιότητες θερμορύθμισης και διαπνοής, για ευαίσθητες επιδερμίδες για την καλοκαιρινή περίοδο, με άνοιγμα στα δάκτυλα, unisex. Κατασκευασμένο με προηγμένες τεχνικές ύφανσης, ώστε να διασφαλίζεται μια ορθώς φθίνουσα διαβάθμιση της συμπίεσης. Ενδείκνυται για την προφύλαξη από εν τω βάθει φλεβική ανεπάρκεια, θρομβοφλεβίτιδα, φλεβική στάση, κίρσωση έλκη, περιπτώσεις μεταφλεβικού συνδρόμου και μετά από σκληροθεραπεία. Διαθέτει βοήθημα κάλτσας.

K3 mm Hg 34-46

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
cT (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
cG (cm)	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
cF (cm)	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
cD (cm)	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
cC (cm)	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
cB (cm)	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
IG (cm)	STANDARD CS148			73-82	



ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Αντιθρομβωτικές

18-24 mm Hg


Η SCUDOVARIS, λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με ελαστικές κάλτσες συμπίεσης απέναντι στη θρομβοεμβολική νόσο, δημιούργησε μια μεγάλη γκάμα μοντέλων αντιθρομβωτικών καλτσών με διαφοροποιημένη ελαστικότητα και πλέξη που μπορεί να επεκταθεί κατά μήκος και πλάτος και που επιτρέπει στον γιατρό να συμβουλευτεί τον ασθενή για το πιο κατάλληλο μοντέλο για την περίπτωση του.

SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ**ΕΩΣ h: 1,60m****412****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5**

Αντιθρομβωτικές κάλτσες κάτω γόνατος, διαβαθμισμένης συμπίεσης, προτείνονται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπουν τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλες για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχουν latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ**mm Hg 18-24****UNISEX**


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cD (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
ID (cm)	30-36	30-36	30-36	30-36

**SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ****ΕΩΣ h: 1,75m****413****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5**

Αντιθρομβωτικές κάλτσες κάτω γόνατος, διαβαθμισμένης συμπίεσης, προτείνονται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπουν τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλες για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχουν latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ**mm Hg 18-24****UNISEX**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cD (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
ID (cm)	36-42	36-42	36-42	36-42



SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΑΝΘ h: 1,75m

414



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5


Αντιθρομβωτικές κάλτσες κάτω γόνατος, διαβαθμισμένης συμπίεσης, προτείνονται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπουν τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλες για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχουν latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ

mm Hg 18-24

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cD (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
lD (cm)	42-48	42-48	42-48	42-48



SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

ΕΩΣ h: 1,60m - ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

425



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5


Αντιθρομβωτικές κάλτσες ριζομηρίου με σιλίκονη, διαβαθμισμένης συμπίεσης, προτείνονται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπουν τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλες για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχουν latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ

mm Hg 18-24

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cG (cm)	44-50	50-56	56-62	62-68
cD (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
lG (cm)	56-64	56-64	56-64	56-64



SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

ΕΩΣ h: 1,75m - ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

426



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5


Αντιθρομβωτικές κάλτσες ριζομηρίου με σιλικόνη, διαβαθμισμένης συμπίεσης, προτείνονται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπουν τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλες για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχουν latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ

mm Hg 18-24

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cG (cm)	44-50	50-56	56-62	62-68
cD (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
IG (cm)	64-74	64-74	64-74	64-74



SCUDOVARIS ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

ΑΝΩ h: 1,75m - ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

427



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5


Αντιθρομβωτικές κάλτσες ριζομηρίου με σιλικόνη, διαβαθμισμένης συμπίεσης, προτείνονται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπουν τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλες για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχουν latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ

mm Hg 18-24

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cG (cm)	44-50	50-56	56-62	62-68
cD (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
IG (cm)	74-84	74-84	74-84	74-84



SCUDOVARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ

ΕΩΣ h: 1,75m - ΔΕΞΙ ΠΟΔΙ

415



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5


Αντιθρομβωτικό μονοκαλσόν, διαβαθμισμένης συμπίεσης. Προτείνεται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπει τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλο για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχει latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ

mm Hg 18-24

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cG (cm)	44-50	50-56	56-62	62-68
cD (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
IG (cm)	64-74	64-74	64-74	64-74



SCUDOVARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ

ΑΝΩ h: 1,75m - ΔΕΞΙ ΠΟΔΙ

416



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5


Αντιθρομβωτικό μονοκαλσόν, διαβαθμισμένης συμπίεσης. Προτείνεται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπει τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλο για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχει latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ

mm Hg 18-24

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cG (cm)	44-50	50-56	56-62	62-68
cD (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
IG (cm)	74-84	74-84	74-84	74-84




SCUDOVARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ**ΕΩΣ h: 1,75m - ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΟΔΙ****417****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5**

Αντιθρομβωτικό μονοκαλσόν, διαβαθμισμένης συμπίεσης. Προτείνεται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπει τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλο για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχει latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ**mm Hg 18-24****UNISEX**


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cG (cm)	44-50	50-56	56-62	62-68
cD (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
IG (cm)	64-74	64-74	64-74	64-74

**SCUDOVARIS ΜΟΝΟΚΑΛΣΟΝ****ΑΝΩ h: 1,75m - ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΟΔΙ****418****ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5**

Αντιθρομβωτικό μονοκαλσόν, διαβαθμισμένης συμπίεσης. Προτείνεται για προφύλαξη από θρομβώσεις. Χρήση μετά από σύσταση γιατρού λίγο πριν ή αμέσως μετά το χειρουργείο. Επιτρέπει τον έλεγχο μέσω της οπής στα δάκτυλα και είναι κατάλληλο για ασθενείς σε κατάκλιση. Δεν περιέχει latex. Δεν ενδείκνυται για θεραπεία εξέλκωσης.

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ**mm Hg 18-24****UNISEX**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
ΜΕΓΕΘΗ	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
cG (cm)	44-50	50-56	56-62	62-68
cD (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44
cB (cm)	18-22	22-26	26-30	30-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)				
IG (cm)	74-84	74-84	74-84	74-84



SCUDOVARIS UNDERSTOCKING ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

UNISEX

586



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2

Βοηθητικές κάλτσες κάτω γόνατος που φοριούνται κάτω από τις ιατρικές και αντιθρομβωτικές ελαστικές κάλτσες συμπίεσης, προκειμένου να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία εισαγωγής της κάλτσας χωρίς να δημιουργείται ερεθισμός ή ερυθρότητα ιδίως σε άτομα που έχουν ευαίσθητο δέρμα. Επίσης συνιστάται η χρήση τους μετεγχειρητικά, ιδίως όταν υπάρχουν επίδεσμοι καθώς εκτός από την προστασία τους αποτρέπει τη μετατόπιση και το τρίψιμο τους. Επειδή είναι ένα ελαφρύ αναπνεύσιμο και χωρίς συμπίεση προϊόν μπορεί να φορεθεί και κατά την διάρκεια του ύπνου.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ

UNISEX

ΥΨΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (cm)		
ΜΕΓΕΘΗ (cm)	I	II
	έως 170	άνω 170

SCUDOVARIS UNDERSTOCKING ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

UNISEX

588



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2

Βοηθητικές κάλτσες ριζομηρίου που φοριούνται κάτω από τις ιατρικές και αντιθρομβωτικές ελαστικές κάλτσες συμπίεσης, προκειμένου να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία εισαγωγής της κάλτσας χωρίς να δημιουργείται ερεθισμός ή ερυθρότητα ιδίως σε άτομα που έχουν ευαίσθητο δέρμα. Επίσης συνιστάται η χρήση τους μετεγχειρητικά, ιδίως όταν υπάρχουν επίδεσμοι καθώς εκτός από την προστασία τους αποτρέπει τη μετατόπιση και το τρίψιμο τους. Επειδή είναι ένα ελαφρύ αναπνεύσιμο και χωρίς συμπίεση προϊόν μπορεί να φορεθεί και κατά την διάρκεια του ύπνου.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ

UNISEX

ΥΨΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (cm)		
ΜΕΓΕΘΗ (cm)	I	II
	έως 170	άνω 170

SCUDOVARIS ΓΑΝΤΙ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ


CS266/CS268

STANDARD


SHORT

**ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5**

Ελαστική κάλσα βραχίονα διαβαθμισμένης συμπίεσης cl.2. Εφαρμόζει τέλεια στο βραχίονα εξασφαλίζοντας μια όλο και μικρότερη συμπίεση από την παλάμη προς τον ώμο, βοηθώντας στην μείωση του οιδήματος. Διαθέτει ρυθμιζόμενη ελαστική ταινία velcro και ενδείκνυται για την πρόληψη και θεραπεία πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς λεμφοιδήματος του άνω άκρου καθώς επίσης μετά από μαστεκτομή, μετεγχειρητικά ή μετατραυματικά συμβάντα.

K2
UNISEX

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΗ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (cm)		
		ΚΑΡΠΟΣ	ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΚΟΝΑ	ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΣΧΑΛΗ
CS268 SHORT μήκος από τον καρπό μέχρι την μασχάλη 40 έως 45cm.	2 (S)	16-19	22-26	27-31
	3 (M)	19-22	26-30	31-35
CS266 STANDART μήκος από τον καρπό μέχρι την μασχάλη πάνω από 45cm.	4 (L)	22-25	30-34	35-39
	5 (XL)	25-28	34-38	39-43



προληπτική-
θεραπευτική
σειρά

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

478




ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες κάτω γόνατος 70 DEN extra, με δικτυωτή πλέξη, μεσαίας συμπίεσης. Προτείνονται στην πρόληψη αλλά και θεραπεία ήπιας φλεβικής ανεπάρκειας και στην εμφάνιση οιδήματος και συμπτωμάτων κίρσων.

70 DEN mm Hg 15-18

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	35-36	36-37	37-38½	38½-40	40-41	41-42
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-41
cB (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ID (cm)	33-35	35-36	36-37	37-38	38-40	40-42



SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΟΡΑΚ

596




ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5

Κάλτσες κάτω γόνατος 70DEN με μικροίνες και δικτυωτή αδιάφανη πλέξη. Είναι ζεστή, απαλή και ανθεκτική, προστατεύει επιπλέον γάμπες και πόδια από το κρύο. Μέτριας διαβαθμισμένης συμπίεσης. Ενδείκνυται στην πρόληψη και θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας, οιδημάτων και κίρσων.

70 DEN mm Hg 15-18

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)
No	35-36	36-37	37-38½	38½-40	40-41
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39
cB (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
ID (cm)	33-35	35-36	36-37	37-38	38-40



SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ UNISEX

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ

824




ΜΕΓΕΘΗ: **1,2,3,4,5,6**

Κάλτσες κάτω γόνατος 70 DEN Open, δάκτυλα εκτός, με δικτυωτή πλέξη μεσαίας συμπίεσης. Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις ήπιας φλεβικής ανεπάρκειας και χρόνιων καταστάσεων με κίνδυνο εμφάνισης οίδημάτων και κιρσών. Κατάλληλες για προβλήματα στα δάκτυλα και στα νύχια των ποδιών.

70
DEN mm Hg **15-18**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	35-36	36-37	37-39	39-41	41-43	43-45
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-30
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ID (cm)	34-36	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46



SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

498




ΜΕΓΕΘΗ: **1,2,3,4,5,6**

Κάλτσες κάτω γόνατος 140 DEN extra, με δικτυωτή πλέξη, μεσαίας-ισχυρής συμπίεσης. Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις φλεβικής ανεπάρκειας και χρόνιων καταστάσεων με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης οίδηματος και κιρσών.

140
DEN mm Hg **19-22**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	35-36	36-37	37-38½	38½-40	40-41	41-42
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-41
cB (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ID (cm)	33-35	35-36	36-37	37-38	38-40	40-42



SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΟΡΑΚ

599




ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5

Κάλτσες κάτω γόνατος 140DEN με μικροίνες και δικτυωτή αδιάφανη πλέξη. Είναι ζεστή, απαλή και ανθεκτική, προστατεύει επιπλέον γάμπες και πόδια από το κρύο. Μέσaiας-ισχυρής διαβαθμισμένης συμπίεσης. Ενδείκνυται στην φλεβική ανεπάρκεια με τάση εμφάνισης οιδημάτων και κισρών.

140 DEN mm Hg 19-22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)
No	35-36	36-37	37-38½	38½-40	40-41
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39
cB (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
ID (cm)	33-35	35-36	36-37	37-38	38-40



SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ UNISEX

ΕΞΗ ΔΑΚΤΥΛΑ

598




ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες κάτω γόνατος 140 DEN Open, δάκτυλα εκτός, με δικτυωτή πλέξη μεσαιας-ισχυρής συμπίεσης. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις φλεβικής ανεπάρκεια και χρόνια καταστάσεων με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης οιδημάτων και κισρών. Κατάλληλες για προβλήματα στα δάκτυλα και στα νύχια των ποδιών.

140 DEN mm Hg 19-22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	35-36	36-37	37-39	39-41	41-43	43-45
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-30
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ID (cm)	34-36	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46






ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες κάτω γόνατος 180 DEN Super Cell Extra, με δικτυωτή πλέξη, ισχυρή συμπίεσης. Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας και σε περιπτώσεις κιρσών και οιδήματος.

180 DEN mm Hg 23-26

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2(S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	35-36	36-37	37-38½	38½-40	40-41	41-42
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-41
cB (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ID (cm)	33-35	35-36	36-37	37-38	38-40	40-42



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες ριζομηρίου 70 DEN Extra, με δικτυωτή πλέξη, μεσαία συμπίεσης, με σιλικονούχα δαντέλα. Προτείνονται στην πρόληψη αλλά και θεραπεία ήπιας φλεβικής ανεπάρκειας και στην εμφάνιση οιδήματος και συμπωμάτων κιρσών.

70 DEN

mm Hg 15-18

ΥΨΟΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ (kg)																		
	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	77	81	85	88	92	95	99	
150																			
153	1(XS)																		
156																			
159																			
162			2(S)																
165																			
168																			
171																			
173																			
176																			
179																			
181																			
183																			

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

ΟΡΑΚ - ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

592



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5

Κάλτσες ριζομηρίου με σιλικόνη 70DEN με μικροίνες και δικτυωτή αδιάφανη πλέξη. Είναι ζεστές, απαλές και ανθεκτικές, προστατεύουν επιπλέον τις γάμπες και τα πόδια από το κρύο. Μέσης διαβαθμισμένης συμπίεσης, προτείνονται για πρόληψη και θεραπεία ήπιας φλεβικής ανεπάρκειας, οιδήματος και κιρσών.

70
DEN

mm Hg 15-18

ΥΨΟΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ (kg)														
	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	77	81	85	88
150															
153		1(XS)													
156			2(S)												
159															
162															
165															
168															
171															
173															
176															
179															
181															
183															

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ UNISEX

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ - ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

823




ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες ριζομηρίου με σιλικόνη 70 Den Open, δάκτυλα εκτός, με δικτυωτή πλέξη, μεσαίας συμπίεσης, unisex. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις ήπιας φλεβικής ανεπάρκειας και χρόνιων καταστάσεων με κίνδυνο εμφάνισης οιδημάτων και κιρσών. Κατάλληλες για όσους υποφέρουν από προβλήματα στα δάκτυλα των ποδιών και στα νύχια των δακτύλων των ποδιών.

70
DEN

mm Hg 15-18

ΜΕΓΕΘΗ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
	1(XS)	2(S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	35-36	36-37	37-39	39-41	41-43	43-45
cG (cm)	46-49	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-30
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	64-67	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82





ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες ριζομηριου 140 DEN Extra, με δικτυωτή πλέξη, μεσαίας-ισχυρής συμπίεσης, με σιλικονούχα δαντέλα. Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις φλεβικής ανεπάρκειας και χρόνιων καταστάσεων, με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης οιδημάτων και κιρσών.

140
DEN

mm Hg 19-22

ΥΨΟΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ (kg)																	
	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	77	81	85	88	92	95	99
150																		
153	1(XS)																	
156																		
159			2(S)															
162																		
165																		
168																		
171																		
173																		
176																		
179																		
181																		
183																		



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5

Κάλτσες ριζομηριου με σιλικόνη 140DEN με μικροίνες και δικτυωτή αδιάφανη πλέξη. Είναι ζεστές, απαλές και ανθεκτικές, προστατεύουν επιπλέον τις γάμπες και τα πόδια από το κρύο. Μεσαίας-ισχυρής διαβαθμισμένης συμπίεσης, προτείνονται σε περιπτώσεις φλεβικής ανεπάρκειας με τάση εμφάνισης οιδηματος και κιρσών.

140
DEN

mm Hg 19-22

ΥΨΟΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ (kg)														
	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	77	81	85	88
150															
153	1(XS)														
156															
159															
162															
165															
168															
171															
173															
176															
179															
181															
183															

SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ UNISEX

ΕΞΩ ΔΑΚΤΥΛΑ - ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

589




ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες ριζομηρίου 140 Den Open, δάκτυλα εκτός, με δικτυωτή πλέξη, μεσαίας-ισχυρής συμπίεσης, unisex. Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις φλεβικής ανεπάρκειας και χρόνιων καταστάσεων με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης οιδημάτων και κιρσών. Κατάλληλες για όσους υποφέρουν από προβλήματα στα δάκτυλα των ποδιών και στα νύχια των δακτύλων των ποδιών.

140 DEN mm Hg 19-22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	35-36	36-37	37-39	39-41	41-43	43-45
cG (cm)	46-49	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-30
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
LG (cm)	64-67	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82



SCUDOTEX ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

836



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες ριζομηρίου 180 DEN Super Cell Extra, με δικτυωτή πλέξη, ισχυρής συμπίεσης, με σιλικονούχα δαντέλα. Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας και σε περιπτώσεις κιρσών και οιδήματος.

180 DEN

mm Hg 23-26

		ΒΑΡΟΣ (kg)																	
		43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	77	81	85	88	92	95	99
ΥΨΟΣ (cm)	150																		
	153	1(XS)																	
	156																		
	159																		
	162																		
	165																		
	168																		
	171																		
	173																		
	176																		
	179																		
	181																		
183																			



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5

Καλσόν 40 DEN Ορακ, με διαβαθμισμένη ελαφριά συμπίεση, λεία πλέξη και ανατομικό εσώρουχο στήριξης. Προτείνεται όταν εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα κούρασης, βάρους και μυρμηγκιάσματος στα πόδια.

40
DEN

mm Hg 7-9

		ΒΑΡΟΣ [kg]															
		43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	77	81	85	88	
ΥΨΟΣ [cm]	150																
	153		1(XS)														
	156																
	159				2(S)												
	162																
	165																
	168																
	171																
	173																
	176																
179																	
181																	
183																	



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Καλσόν 70 DEN Extra με διαβαθμισμένη μεσαία συμπίεση, δικτυωτή πλέξη και ανατομικό εσώρουχο στήριξης. Προτείνεται στην πρόληψη αλλά και θεραπεία ήπιας φλεβικής ανεπάρκειας και στην εμφάνιση οιδήματος και συμπτωμάτων κισρών.

70
DEN

mm Hg 15-18

		ΒΑΡΟΣ [kg]																	
		43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	77	81	85	88	92	95	99
ΥΨΟΣ [cm]	150																		
	153																		
	156																		
	159																		
	162																		
	165																		
	168																		
	171																		
	173																		
	176																		
179																			
181																			
183																			

SCUDOTEX ΚΑΛΣΟΝ

ΟΡΑΚ

590



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Καλσόν 70 DEN με μικροίνες, αδιάφανη πλέξη, διαβαθμισμένης μέσης συμπίεσης και ανατομικό εσώρουχο στήριξης. Είναι κομψό, ανθεκτικό και ζεστό. Ενδείκνυται για την πρόληψη και φροντίδα της φλεβικής ανεπάρκειας, οιδήματος και κιρσών.

70
DEN

mm Hg 15-18

ΥΨΟΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ (kg)																		
	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	77	81	85	88	92	95	99	
150																			
153	1(XS)																		
156																			
159			2(S)																
162																			
165																			
168																			
171						3(M)													
173																			
176																			
179																			
181																			
183																			

SCUDOTEX ΚΑΛΣΟΝ UNISEX

ΕΞΗ ΔΑΚΤΥΛΑ

822




ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Καλσόν 70 DEN Ορη, δάκτυλα εκτός, με δικτυωτή πλέξη, μεσαίας συμπίεσης και ανατομικό εσώρουχο στήριξης. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις ήπιας φλεβικής ανεπάρκειας και χρόνιων καταστάσεων με κίνδυνο εμφάνισης οιδημάτων και κιρσών. Κατάλληλο για όσους υποφέρουν από προβλήματα στα δάκτυλα των ποδιών και στα νύχια των δακτύλων των ποδιών.

70
DEN

mm Hg 15-18

ΜΕΓΕΘΗ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)					
	1(XS)	2(S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	35-36	36-37	37-39	39-41	41-43	43-45
cG (cm)	46-49	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-30
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	64-67	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82





ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Καλσόν 140 DEN Extra με δικτυωτή πλέξη, μεσασιασχυρή συμπίεσης και ανατομικό εσώρουχο στήριξης. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις φλεβικής ανεπάρκειας και χρόνιων καταστάσεων με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης οιδημάτων και κιρσών.

140
DEN

mm Hg 19-22

		ΒΑΡΟΣ [kg]																	
		43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	77	81	85	88	92	95	99
ΥΨΟΣ [cm]	150																		
	153	1(XS)																	
	156																		
	159			2(S)															
	162																		
	165																		
	168																		
	171																		
	173																		
	176																		
179																			
181																			
183																			



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Καλσόν 140 DEN με μικροίρες, αδιάφανη πλέξη, διαβαθμισμένης μέσης συμπίεσης και ανατομικό εσώρουχο στήριξης. Είναι κομψό, ανθεκτικό και ζεστό. Ενδείκνυται για την φροντίδα της φλεβικής ανεπάρκειας καθώς επίσης και στις περιπτώσεις χρόνιων οιδημάτων - κιρσών.

140
DEN

mm Hg 19-22

		ΒΑΡΟΣ [kg]																	
		43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	77	81	85	88	92	95	99
ΥΨΟΣ [cm]	150																		
	153	1(XS)																	
	156																		
	159			2(S)															
	162																		
	165																		
	168																		
	171																		
	173																		
	176																		
179																			
181																			
183																			

SCUDOTEX ΚΑΛΣΟΝ UNISEX

ΕΞΗ ΔΑΚΤΥΛΑ

593




ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Καλσόν 140 DEN Ορη, δάκτυλα εκτός, με δικτυωτή πλέξη, μεσαίες - ισχυρές συμπίεσης και ανατομικό εσώρουχο στήριξης. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις φλεβικής ανεπάρκειας και χρόνιων καταστάσεων με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης οιδημάτων και κιρσών. Κατάλληλο για όσους υποφέρουν από προβλήματα στα δάκτυλα των ποδιών και στα νύχια των δακτύλων των ποδιών.

140
DEN mm Hg 19-22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	35-36	36-37	37-39	39-41	41-43	43-45
cG (cm)	46-49	49-52	52-55	55-58	58-62	62-66
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-30
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
IG (cm)	64-67	67-70	70-73	73-76	76-79	79-82



SCUDOTEX ΚΑΛΣΟΝ

835



ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Καλσόν 180 DEN Super Cell Classic, με δικτυωτή πλέξη, ισχυρές συμπίεσης και ανατομικό εσώρουχο στήριξης. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας και σε περιπτώσεις κιρσών και οιδήματος.

180
DEN mm Hg 23-26

		ΒΑΡΟΣ (kg)																	
		43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	77	81	85	88	92	95	99
ΥΨΟΣ (cm)	150																		
	153	1(XS)																	
	156		2(S)																
	159			2(S)															
	162				3(M)														
	165					3(M)													
	168						3(M)												
	171							4(L)											
	173								4(L)										
	176									4(L)									
179										5(XL)									
181											5(XL)								
183												6(XXL)							



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6

Καλσόν εγκυμοσύνης 70 DEN Extra, με δικτυωτή πλέξη, μεσαίας συμπίεσης ανατομικό εσώρουχο στήριξης και έξτρα ύφασμα στην κοιλιά. Προτείνεται στην πρόληψη και θεραπεία ήπιας φλεβικής ανεπάρκειας και στην εμφάνιση οιδήματος και συμπτωμάτων κισρών.

70
DEN

mm Hg 15-18

ΥΨΟΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ (kg)															
	49	52	55	58	61	64	67	70	73	77	81	85	88	92	95	99
150																
153																
156																
159																
162																
165																
168																
171																
173																
176																
179																
181																
183																



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6

Καλσόν εγκυμοσύνης 140 DEN Extra, με δικτυωτή πλέξη, μεσαίας-ισχυρής συμπίεσης, ανατομικό εσώρουχο στήριξης και έξτρα ύφασμα στην κοιλιά. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις φλεβικής ανεπάρκειας και χρόνιων καταστάσεων με κίνδυνο εμφάνισης οιδημάτων και κισρών.

140
DEN

mm Hg 19-22

ΥΨΟΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ (kg)															
	49	52	55	58	61	64	67	70	73	77	81	85	88	92	95	99
150																
153																
156																
159																
162																
165																
168																
171																
173																
176																
179																
181																
183																

SCUDOTEX ΚΑΛΣΟΝ

ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΓΕΘΗ

479



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6

Καλσόν 70 DEN μεγάλο μέγεθος, με δικτυωτή πλέξη μεσαίας συμπίεσης και ανατομικό εσώρουχο στήριξης. Προτείνεται στην πρόληψη αλλά και θεραπεία ήπιας φλεβικής ανεπάρκειας καθώς και στην εμφάνιση οιδήματος και συμπτωμάτων κιρσών.

70
DEN

mm Hg 15-18

ΥΨΟΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ (kg)																	
	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	97	101	105	108	112	115	119
150																		
153	1(XS)																	
156																		
159			2(S)															
162																		
165																		
168																		
171																		
173																		
176																		
179																		
181																		
183																		

SCUDOTEX ΚΑΛΣΟΝ

ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΓΕΘΗ

499



ΜΕΓΕΘΗ: 2,3,4,5,6

Καλσόν 140 DEN μεγάλο μέγεθος, με δικτυωτή πλέξη, μεσαίας-ισχυρής συμπίεσης και ανατομικό εσώρουχο στήριξης. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις φλεβικής ανεπάρκειας και χρόνιων καταστάσεων, με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης οιδημάτων και κιρσών.

140
DEN

mm Hg 19-22

ΥΨΟΣ (cm)	ΒΑΡΟΣ (kg)																	
	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	97	101	105	108	112	115	119
150																		
153	1(XS)																	
156																		
159			2(S)															
162																		
165																		
168																		
171																		
173																		
176																		
179																		
181																		
183																		




ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες κάτω γόνατος για τον άντρα, της σειράς Gran Riposo Classic, 280 Den, χαλαρωτική, διαβαθμισμένη μέση συμπίεση. Προτείνονται για την πρόληψη και φροντίδα της φλεβικής ανεπάρκειας και για ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά.

280
DEN mm Hg 18-21

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47
cD (cm)	30-32	32-34	34-36	36-38	38-40	40-42
cB (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ID (cm)	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46	46-48




ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες ευεξίας κάτω γόνατος Silver Sky Cotton 280 Den, με βακτηριοστατικές ίνες με ασήμι ιόντων, διαβαθμισμένη μεσαία συμπίεση, για την πρόληψη και φροντίδα της φλεβικής ανεπάρκειας. Ενδείκνυται για ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά. Κάλτσες κάτω γόνατος σχεδιασμένες για τον άνδρα που προτιμώνται όμως και από τις γυναίκες.

280
DEN mm Hg 18-21

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47
cD (cm)	30-32	32-34	34-36	36-38	38-40	40-42
cB (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ID (cm)	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46	46-48



SCUDOTEX ΚΑΛΤΕΣΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ / COTTON

452




ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6

Κάλτσες κάτω γόνατος για τον άντρα, της σειράς Gran Riposo Cotton, 280 Den, χαλαρωτική, διαβαθμισμένη μέση συμπίεση. Προτείνονται για την πρόληψη και φροντίδα της φλεβικής ανεπάρκειας και για ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά.

280 DEN mm Hg 18-21

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47
cD (cm)	30-32	32-34	34-36	36-38	38-40	40-42
cB (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ID (cm)	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46	46-48



SCUDOTEX ΚΑΛΤΕΣΣΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ UNISEX

481




ΜΕΓΕΘΗ: 1,2,3,4,5,6


Κάλτσες κάτω γόνατος unisex, 100 Den, χαλαρωτική, διαβαθμισμένη ελαφριά συμπίεση. Προτείνονται για την πρόληψη και φροντίδα της φλεβικής ανεπάρκειας και για ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά.

100 DEN mm Hg 14-17

UNISEX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ΜΕΓΕΘΗ	1(XS)	2 (S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
No	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46
cD (cm)	29-31	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
cB (cm)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
ΥΨΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (cm)						
ID (cm)	34-36	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46







|
|
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ &
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

< > < < <
> > < < <
< > < < <


INFOS + COLOR RANGE




- cA:** Περιφέρεια καρπού
απο αγκώνα
cB: Περιφέρεια κάτω
απο μασάλη
cD: Περιφέρεια κάτω
απο μασάλη
IC: Ύψος μέτρησης:
αγκώνας - μασάλη



- cD:** Περιφέρεια γόνατος
cC: Περιφέρεια γάμπας
cB: Περιφέρεια αστραγάλου
ID: Ύψος μέτρησης:
φτέρνα - κάτω γόνατο



- cG:** Περιφέρεια μηρού
cF: Περιφέρεια μέσης μηρού
cD: Περιφέρεια γόνατος
cC: Περιφέρεια γάμπας
cB: Περιφέρεια αστραγάλου
IG: Ύψος μέτρησης:
φτέρνα - μηρός



- cT:** Περιφέρεια μέσης
cG: Περιφέρεια μηρού
cF: Περιφέρεια μέσης μηρού
cD: Περιφέρεια γόνατος
cC: Περιφέρεια γάμπας
cB: Περιφέρεια αστραγάλου
IG: Ύψος μέτρησης:
φτέρνα - μηρός

ΚΩΔ	DEN		mmHG	ECRU	CLEARASSE	DAINO	SKIN	NATURE	MOKA	CASTORO	BLU	FUME	NERO	GRIGIO	ANTRACITE	MARRONE
-----	-----	--	------	------	-----------	-------	------	--------	------	---------	-----	------	------	--------	-----------	---------

ΚΑΛΣΟΝ

460	40	ΟΡΑΚ	7 - 9		●	●			●			●	●			
470	70	EXTRA	15 - 18		●	●	●	●	●	●		●	●	●		
822	70	OPEN UNISEX	15 - 18				●						●			
590	70	MICROFIBRE	15 - 18							●			●			
479	70	TAGLIA FORTE	15 - 18			●							●			
490	140	EXTRA	19 - 22		●	●	●	●	●			●	●			
593	140	OPEN UNISEX	19 - 22			●							●			
594	140	MICROFIBRE	19 - 22							●			●			
499	140	TAGLIA FORTE	19 - 22			●							●			
835	180	SUPER CELL	23 - 26			●							●			

ΚΑΛΣΟΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

476	70	EXTRA	15 - 18			●							●			
496	140	EXTRA	19 - 22			●							●			

ΚΑΛΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΟΥ

488	70	EXTRA	15 - 18			●	●						●			
592	70	MICROFIBRE	15 - 18										●			
823	70	OPEN UNISEX	15 - 18				●						●			
489	140	EXTRA	19 - 22			●	●						●			
597	140	MICROFIBRE	19 - 22										●			
589	140	OPEN UNISEX	19 - 22			●							●			
836	180	SUPER CELL	23 - 26			●							●			

ΚΑΛΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

478	70	EXTRA	15 - 18			●	●						●			
596	70	MICROFIBRE	15 - 18										●			
824	70	OPEN UNISEX	15 - 18				●						●			
498	140	EXTRA	19 - 22			●	●						●			
599	140	MICROFIBRE	19 - 22										●			
598	140	OPEN UNISEX	19 - 22			●							●			
837	180	SUPER CELL	23 - 26			●							●			

ΚΑΛΣΕΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

450	280	CLASSIC	18 - 21	●							●		●	●		●
451	280	SILVER SKY COTTON	18 - 21								●		●		●	
452	280	COTTON	18 - 11								●		●	●		

ΚΑΛΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ UNISEX


481	100	GRAN VIAGGIO	14 - 17				●						●			
-----	-----	--------------	---------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--



Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

Αποκλειστική συνεργασία
με την ιταλική εταιρεία
Luropas και τα γνωστά
πλέον, προϊόντα της
στην Ελλάδα με το όνομα
Scudotex και Scudovarix.

www.viogonia.gr



ΒΙΟΓΕΝΙΑ
ΟΙΚΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αρριανού & Ησιόδου
421 00 Τρίκαλα
Τ. 24310 75656
info@viogonia.gr
viogonia.gr